



# **PERFIL DE RESULTADOS**

Proficiência Clínica Biologia Molecular Coronavírus (SARS-CoV2) Out/2021

Selecione um ensaio: Todas 

✓ Ok 

✓ Anterior 

Próximo >>

Coronavírus (SARS-CoV2)	Thomas Date	CARCOL			There Pr	4CADCOS		
	Item BM Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	<b>1SARS02</b> R(%)	NR(%)	I(%)
(it/Equipamento - GA 75								
(pert Xpress - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	64	100,0	-	-	64	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	18	94,4	5,6	-	18	-	100,0	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	17	100,0	-	-	17	-	100,0	-
(GEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	8	100,0	-	-	8	-	100,0	-
aqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo leal # Applied Biosystems 7300/ 7500	7	100,0	-	-	7	-	100,0	-
aqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	4	50,0	50,0	-	4	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
(GEN - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
/eri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real # /eri-Q PCR	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 2300/7500	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	3	33,3	66,7	-	3	33,3	66,7	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QIAquant 96 5plex	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Real Star - PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real # Alinity m	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Cobas - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	2	-	-	-	2	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
AMP – RT-LAMP # Quant Gene 9600	2	-	-	-	2	-	-	-
róprio - RT-PCR em Tempo Real # ineGene 9600 Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
róprio - RT-PCR em Tempo Real # BD IAX	2	-	-	-	2	-	-	-
róprio - RT-PCR em Tempo Real # ightCycler 96	2	-	-	-	2	-	-	-
GEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 3	2	-	-	-	2	-	-	-
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Leal # MA-6000	2	-	-	-	2	-	-	-
róprio - RT-PCR em Tempo Real #	2	-	-	-	2	-	-	-

_	02/22, 14.10		Control	Lab - Garanti	a da Quanda	ic de resulta	403		
	QuantStudio 3								
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	2	-	-	-	-	-	-	-
	Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real # Celer Sansure iPonatic	2	-	-	-	2	-	-	-
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	2	-	-	-	2	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # BD MAX	2	-	-	-	2	-	-	-
	Próprio – RT-LAMP # Manual	2	-	-	-	2	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # Janus Flex Nat	2	-	-	-	2	-	-	-
	Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real # Janus Flex Nat	2	-	-	-	2	-	-	-
	Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
	BD Reagents for BD MAX System - RT- PCR em tempo real # BD MAX	2	-	-	-	2	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # AriaMx	1	-	-	-	1	-	-	-
	GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	1	-	-	-	1	-	-	-
	Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
	EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
	EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # DTprime	1	-	-	-	1	-	-	-
	Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real # Mic Real Time PCRCyler	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	Maccura - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # iQ5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Ridagene - RT-PCR em Tempo Real # Mic Real Time PCRCyler	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Rotor-Gene Q	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	Ridagene - RT-PCR em Tempo Real # Rida Cycler	1	-	-	-	1	-	-	-
	GSD NovaPrime - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	Ridagene - RT-PCR em Tempo Real #	1	-	-	-	1	-	-	-
		Se	-1:D4:1D-		- 4 0.000 -			2-m.i4	

2/02/22, 14:10		Control	Lab - Garani	ia da Qualida	de de Resulta	idos				
Rotor-Gene Q										
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-		
Kit - GA 04										
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	64	100,0	-	-	64	-	100,0	-		
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	52	94,2	5,8	-	52	-	100,0	-		
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	21	100,0	-	-	21	-	100,0	-		
XGEN - RT-PCR em Tempo Real	20	100,0	-	-	20	-	100,0	-		
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	18	94,4	5,6	-	16	-	100,0	-		
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	7	100,0	-	-	7	-	100,0	-		
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-		
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-		
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-		
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-		
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-		
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	4	50,0	50,0	-	4	25,0	75,0	-		
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-		
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real	3	66,7	33,3	-	3	33,3	66,7	-		
Real Star - PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-		
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-		
BD Reagents for BD MAX System - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-		
Próprio – RT-LAMP	2	-	-	-	2	-	-	-		
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-		
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-		
Cobas - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-		
iAMP – RT-LAMP	2	-	-	-	2	-	-	-		
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-		
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-		
COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-		
GSD NovaPrime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-		
Maccura - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-		
Todos os Resultados - GA 08	245	96,7	3,3	-	243	0,8	99,2	-		
Resultado(s) aceito(s)	Reagente/	Detectável			Não Reagente/ Não Detectável					
Resultados adequados	96,7%				99,2%					

gene E - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMS	ARS02		
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	45	29,82	0,75	2,5	45	0	0	*
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	17	33,18	3,02	9,1	10	0	0	*
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	12	29,65	1,36	4,6	11	0	0	*
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	30,53	0,79	2,6	4	0	0	*
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	3	33,83	2,46	7,3	2	-	-	-
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real	3	21,53	19,14	*	3	22,5	20,46	*
Cobas - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio – RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-
Real Star - PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	_

gene E - Resultado *								
	Item BMSA	<b>RS01</b> R(%)	NR(%)	I(%)	Item BMSA	R <b>S02</b> R(%)	ND(0/)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75	Qtd	K(70)	NK(70)	1(70)	Qtd	K(70)	NR(%)	1(70)
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	48	100,0	_	_	48	_	100,0	_
# GeneXpert  Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo		·					,	
Real # CFX 96/ CFX 384	13	100,0	-	-	12	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	2	-	-	-	2	-	-	-
Cobas - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	2	-	-	-	2	-	-	-
Real Star - PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real # Janus Flex Nat	2	-	-	-	2	-	-	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	2	-	-	-	2	-	-	-
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # LightCycler 96	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 3	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QIAquant 96 5plex	1	-	-	-	1	-	-	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real # Mic Real Time PCRCyler	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	1	-	-	-	1	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real # Rida Cycler	1	-	-	-	1	-	-	-
COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real # Rotor-Gene Q	1	-	-	-	1	-	-	-
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real # Mic Real Time PCRCyler	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio – RT-LAMP # Manual	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
Kit - GA 04								
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo	48 17	100,0	-	-	48 16	-	100,0	-
Real Próprio - RT-PCR em Tempo Real	14	100,0	_	_	14	_	100,0	_
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Ridagene - RT-PCR em Tempo Real	3	66,7	33,3	-	3	33,3	66,7	-
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-

Cobas - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Real Star - PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Próprio – RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-	
COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	104	99,0	1,0	-	103	1,0	99,0	-	

gene RdRp - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMS	ARS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	9	29,58	2,9	9,8	11	12,67	15,37	*
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	5	32,22	3,86	12,0	4	0	0	*
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	25,4	17,08	*	4	0	0	*
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Cobas - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-

	Item BI	MSARS01			Item Bl	MSARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 06/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	25,0	75,0	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	75,0	25,0	-	4	-	100,0	-
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real # Alinity m	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # .ightCycler 96	2	-	-	-	2	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
Cobas - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
ogix Smart - RT-PCR em Tempo Real # Mic Real Time PCRCyler	1	-	-	-	1	-	-	-
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
io-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR m Tempo Real # Janus Flex Nat	1	-	-	-	1	-	-	-
star Hangzhou - RT-PCR em Tempo eal # LineGene 9600 Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
it - GA 04								
róprio - RT-PCR em Tempo Real	11	90,9	9,1		11	36,4	63,6	

Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	5	80,0	20,0	-	5	-	100,0	-	
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	75,0	25,0	-	4	-	100,0	-	
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Logix Smart - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Cobas - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	30	90,0	10,0	-	30	16,7	83,3	-	

gene N - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	19	32,92	2,18	6,6	13	0	0	*
XGEN - RT-PCR em Tempo Real	16	32,11	2,07	6,4	12	0	0	*
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	15	28,22	3,3	11,7	12	0	0	*
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	10	30,71	2,24	7,3	8	0	0	*
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	22,45	14,97	*	4	0	0	*
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real	4	36,2	1,13	3,1	4	0	0	*
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real	3	28,73	1,78	6,2	3	0	0	*
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	3	12,33	1,93	15,7	3	0	0	*
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	1	-	-	-
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio – RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
GSD NovaPrime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
iAMP – RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-

gene N - Resultado *								
	Item BMSA	RS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	15	100,0	-	-	14	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	6	100,0	-	-	6	-	100,0	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	6	100,0	-	-	6	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real # Veri-Q PCR	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	2	-	-	-	2	-	-	-
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	2	-	-	-	2	-	-	-

2	02/22, 14:10		Control	Lab - Garanti	ia da Qualidad	de de Resulta	dos		
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
	Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real # MA-6000	2	-	-	-	2	-	-	-
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	2	-	-	-	-	-	-	-
	Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real # Celer Sansure iPonatic	2	-	-	-	2	-	-	-
	Alinity m - RT-PCR em Tempo Real # Alinity m	1	-	-	-	1	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # AriaMx	1	-	-	-	1	-	-	-
	GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	1	-	-	-	1	-	-	-
	iAMP – RT-LAMP # Quant Gene 9600	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Rotor-Gene Q	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio – RT-LAMP # Manual	1	-	-	-	1	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
	Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 3	1	-	-	-	1	-	-	-
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500		-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
	GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
	GSD NovaPrime - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QIAquant 96 5plex	1	-	-	-	1	-	-	-
	Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # DTprime	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
	Kit - GA 04								
	Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	19	100,0	-	-	18	-	100,0	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real	16	100,0	-	-	16	-	100,0	-
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	15	93,3	6,7	-	13	-	100,0	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real	12	100,0	-	-	12	-	100,0	-
	GeneFinder Plus - RT-PCR Tempo Real	4	75,0	25,0	-	4	-	100,0	-

Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-	
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-	
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-	
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Próprio – RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-	
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Alinity m - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
GSD NovaPrime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
iAMP - RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	94	96,8	3,2	-	91	-	100,0	-	

gene N1 - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	13	29,63	3,32	11,2	12	0	0	*
BD Reagents for BD MAX System - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	1	-	-	-	-	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	_	1	-	-	-

gene N1 - Resultado *								
	Item BMSA	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	7	85,7	14,3	-	7	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	2	-	-	-	2	-	-	-
BD Reagents for BD MAX System - RT- PCR em tempo real # BD MAX	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QIAquant 96 5plex	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real #	1	-	-	-	1	-	-	-

Janus Flex Nat									
Kit - GA 04									
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	17	88,2	11,8	-	17	-	100,0	-	
BD Reagents for BD MAX System - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-	
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Bio-Manguinhos Molecular(E) - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	26	88,5	11,5	-	26	3,8	96,2	-	

gene N2 - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	M	DP	CV%
Kit - GA 04								
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	45	32,41	0,88	2,7	45	0	0	*
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	15	31,48	4,01	12,7	14	0	0	*
BD Reagents for BD MAX System - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-

gene N2 - Resultado *								
	Item BM	ISARS01			Item Bl	MSARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Xpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	48	100,0	-	-	48	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	75,0	25,0	-	4	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	2	-	-	-	2	-	-	-
BD Reagents for BD MAX System - RT- PCR em tempo real # BD MAX	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QIAquant 96 5plex	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # GeneXpert	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # iQ5	1	-	-	-	1	-	-	-
Kit - GA 04								
Kpert Xpress - RT-PCR em Tempo Real	48	100,0	-	-	48	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	19	89,5	10,5	-	19	-	100,0	-
BD Reagents for BD MAX System - RT-PCR em tempo real	2	-	-	-	2	-	-	-

Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	73	95,9	4,1	-	73	1,4	98,6	-	

gene ORF1ab - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	M	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
XGEN - RT-PCR em Tempo Real	17	31,89	2,14	6,7	13	0	0	*
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	15	28,21	3,65	12,9	12	0	0	*
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	6	30,67	2,96	9,7	4	0	0	*
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real	4	11,18	22,35	*	4	0	0	*
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	3	32,3	2,6	8,0	1	-	-	-
Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	3	17,07	9,57	*	2	-	-	-
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
iAMP - RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-

gene ORF1ab - Resultado *								
	Item BM	SARS01			Item Bl	MSARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
KGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	7	100,0	-	-	7	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	6	100,0	-	-	6	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real # MA-6000	2	-	-	-	2	-	-	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	2	-	-	-	-	-	-	-
Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real # Celer Sansure iPonatic	2	-	-	-	2	-	-	-
Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 3	1	-	-	-	1	-	-	-
Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
Viasure S - RT-PCR - Tempo Real # DTprime	1	-	-	-	1	-	-	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # AriaMx	1	-	-	-	1	-	-	-
KGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 1	1	-	-	-	1	-	-	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	-	-	-	1	-	-	-
KGEN - RT-PCR em Tempo Real # BD MAX	1	-	-	-	1	-	-	-
Jstar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real # LineGene 9600 Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	1	-	-	-	1	-	-	-
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
AMP - RT-LAMP # Quant Gene 9600	1	-	-	-	1	-	-	-
EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-

_	02/22, 14.10		Control	Lab Carant	a da Qaanaa	ac ac i tosaita	uoo		
	# Applied Biosystems 7300/ 7500								
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # QuantStudio 5	1	-	-	-	1	-	-	-
	Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	1	-	-	-	1	-	-	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real # Janus Flex Nat	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 3	1	-	-	-	1	-	-	-
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real # Cobas Z480	1	-	-	-	1	-	-	-
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	-	-	-	1	-	-	-
	Kit - GA 04								
	XGEN - RT-PCR em Tempo Real	17	100,0	-	-	17	-	100,0	-
	TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	15	93,3	6,7	-	13	-	100,0	-
	Próprio - RT-PCR em Tempo Real	6	100,0	-	-	6	-	100,0	-
	Ustar Hangzhou - RT-PCR em Tempo Real	4	100,0	-	-	4	-	100,0	-
	Celer_Sansure Biotech - PCR em Tempo Real	4	-	100,0	-	4	-	100,0	-
	Perkin Elmer - RT-PCR em tempo real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
	EasyDiagnosis - RT-PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
	iAMP - RT-LAMP	1	-	-	-	1	-	-	-
	Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
	Biomol OneStep - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
	Viasure S - RT-PCR - Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
	COVIDsure Multiplex - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
	Todos os Resultados - GA 08	57	87,7	12,3	-	55	-	100,0	-

gene S - (Valor) *								
	Item BMS	ARS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	14	28,6	3,73	13,0	9	0	0	*
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	3	32,4	3,65	11,3	3	0	0	*
Real Star - PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-

gene S - Resultado *								
	Item BMS	ARS01			Item B	MSARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	6	100,0	-	-	6	-	100,0	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	5	100,0	-	-	5	-	100,0	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Real Star - PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	2	-	-	-	2	-	-	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	2	-	-	-	-	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	1	-	-	-	1	-	-	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems StepOne/ Plus	1	-	-	-	1	-	-	-
Kit - GA 04								

TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	14	92,9	7,1	-	12	-	100,0	-
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Real Star - PCR em Tempo Real	2	-	-	-	2	-	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	1	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	20	95,0	5,0	-	18	-	100,0	-

gene ORF3a - Resultado *								
	Item BMSA	ARS01			Item BMS/	ARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real # Veri-Q PCR	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Kit - GA 04								
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-
Todos os Resultados - GA 08	3	100,0	-	-	3	-	100,0	-

gene ORF3a - (Valor) *								
	Item BMSA	RS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Veri-Q 316 - RT-PCR em Tempo Real	3	30,77	1,42	4,6	3	0	0	*

gene RdRp/N - Resultado *								
	Item BMS	SARS01			Item Bi	MSARS02		
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)
Kit/Equipamento - GA 75								
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real # Abbott m2000rt	2	100,0	-	-	2	-	100,0	-
Kit - GA 04								
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	2	100,0	-	-	2	-	100,0	-
Todos os Resultados - GA 08	2	100,0	-	-	2	-	100,0	-

gene RdRp/N - (Valor) *								
	Item BMSA	RS01			Item BMSA	RS02		
	Qtd	Μ	DP	CV%	Qtd	Μ	DP	CV%
Kit - GA 04								
Abbott RealTime - RT-PCR em Tempo Real	1	-	-	-	-	-	-	-

gene RdRp/S - Resultado *										
	Item BM	SARS01			Item B	MSARS02				
	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)	Qtd	R(%)	NR(%)	I(%)		
Kit/Equipamento - GA 75										
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	11	90,9	9,1	-	10	-	100,0	-		
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	2	100,0	-	-	2	-	100,0	-		
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	100,0	-	-	1	-	100,0	-		
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real # Applied Biosystems 7300/ 7500	1	100,0	-	-	1	-	100,0	-		
Kit - GA 04										
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Real	14	92,9	7,1	-	13	-	100,0	-		
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	100,0	-	-	1	-	100,0	-		
Todos os Resultados - GA 08	16	93,8	6,3	-	15	-	100,0	-		

gene RdRp/S - (Valor) \*

Item BMSARS01

Item BMSARS02

	Qtd	М	DP	CV%	Qtd	М	DP	CV%
Kit - GA 04								
Allplex SARS-CoV-2 - RT-PCR em Tempo Rea	14	34,33	4,11	12,0	7	0	0	*
Allplex 2019-nCoV - RT-PCR em Tempo Real	1	32,1	0	*	1	0	0	*

Identificação das Variantes				
	Item BMSARS01		Item BMSARS02 *	
	Qtd	Outra linhagem(%)	Qtd	Outra linhagem(%)
Kit/Equipamento - GA 75				
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	100,0	-	-
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 6	1	100,0	-	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real # QuantStudio 5	1	100,0	1	100,0
Próprio - RT-PCR em Tempo Real # CFX 96/ CFX 384	1	100,0	-	-
Kit - GA 04				
Próprio - RT-PCR em Tempo Real	2	100,0	-	-
TaqPath CE-IVD - RT-PCR em Tempo Real	1	100,0	-	-
XGEN - RT-PCR em Tempo Real	1	100,0	1	100,0
Todos os Resultados - GA 08	4	100,0	1	100,0
Resultado(s) aceito(s)	Outra linhagem		-	
Resultados adequados	100,0%		-	

## Biologia Molecular Coronavírus (SARS-CoV2) - Comentário técnico

O resultado esperado para os itens BMSARS01 e BMSARS02 era "Reagente/ Detectável" e "Não Reagente/ Não Detectável", respectivamente, conforme resultado do Controle de Qualidade do Material (CQM).

O item BMSARS01 foi produzido a partir de suspensão viral de uma única cepa e adição de células humanas. Já o item BMSARS02 foi produzido a partir de material sintético com adição de células humanas.

Para o item BMSARS01, no ensaio de "Identificação das variantes" era esperada Outra linhagem não preocupante.

Os alvos genéticos analisados na rotina e o resumo estatístico destes dados foram disponibilizados no perfil de resultados para consulta de todos os laboratórios participantes. Abaixo segue uma tabela dos grupos de alvos genéticos reportados no programa pelos participantes e o quantitativo de respostas por grupo. Estes dados foram obtidos por até dois sistemas analíticos.

02/22, 11.10	Control	Lab Carantia	da Quanac	440 40 1100	anadoo	
Coronavírus (SARS-CoV2)		BMSARS01			BMSARS02	
Alvos Genéticos	R/D	NR/ND	1	R/D	NR/ND	1
gene E	9	1	-	1	9	-
gene E+gene N	4	-	_		4	-
gene E+gene N+gene N2+gene ORF1ab	2	1			2	-
gene E+gene N+gene N2+gene ORF1ab+gene S	3	-			3	-
gene E+gene N+gene N2+gene RdRp	2	1	_		2	-
gene E+gene N+gene ORF1ab	1	-			1	-
gene E+gene N+gene ORF1ab+ gene RdRp/S+ gene S	1	-			1	-
gene E+gene N+gene ORF1ab+ gene S	1	-	_		1	-
gene E+gene N+gene RdRp	4	1			4	-
gene E+gene N+gene RdRp/N+gene RdRp/S	1	-	_		1	-
gene E+gene N+gene RdRp/S	11	-	_		10	-
gene E+gene N+gene RdRp+ gene ORF8	1	-			1	-
gene E+gene N+gene RdRp+gene S	1	-	_		1	-
gene E+gene N1	1	-	-		1	-
gene E+gene N2	39	-	-		39	-
gene E+gene N2+gene RdRp	1	-	-	-	1	-
gene E+gene ORF1ab	4	-	_		4	-
gene E+gene RdRp	7	1	-	2	7	-
gene E+gene S	2	-	_		2	-
gene N	8	-	-		8	-
gene N+gene N1+gene N2	2	-	-		2	-
gene N+gene N2	1	-	-	-	1	-
gene N+gene N2+gene ORF1ab+gene RdRp	1	1	-	1	1	-
gene N+gene N2+gene RdRp	2	-		2	2	-
gene N+gene OFR1ab+gene RdRp	1	-	-	-	1	-
gene N+gene OFR1ab+gene S	6	-			6	-
gene N+gene ORF1ab	24	3	-		25	-
gene N+gene ORF1ab+gene S	3	1	_		2	-
gene N+gene ORF3a	3	-	-		3	-
gene N+gene RdRp	2	-	_		2	-
gene N+gene RdRp+gene S	1	-	-	_	1	-
gene N1	2	-	-		2	-
gene N1+gene N2	14	3	-	1	16	-
gene N1+gene ORF1ab	2	-	_	_	2	-
gene N2	2	-	-	_	2	-
gene ORF1ab	2	-	_	_	2	-
gene RdRp	3	-	-		3	-
gene RdRp/N	1	-	-		1	-
gene RdRp/S	1	1	_		2	-
Resultado Esperado		Reagente/ Detectável			lão Reagente, lão Detectáve	

Versão Novembro 2019

# Informações sobre o ensaio de proficiência

Informações detalhadas de participação são descritas no documento "Manual do Participante".

O participante deve designar um administrador para o programa, optando por participar via Sistema Online (Internet).

O administrador deve gerir o relacionamento com a Controllab, manter os dados cadastrais atualizados, garantir o cumprimento dos prazos e analisar os resultados. Para ele, são encaminhados os materiais e as correspondências.

O administrador recebe uma senha de acesso para gerenciar o programa e delegar atividades.

Os itens de ensaio devem ser tratados da mesma maneira que materiais de rotina, com relação a tempo, repetição de ensaio, procedimento de preparo para análise e método de ensaio. O laboratório deve evitar a troca de informações sobre resultados com participantes e o envio dos itens para ensaio por outros laboratórios, para que os resultados sejam efetivos e representativos da sua rotina.

É responsabilidade do laboratório cumprir prazos e participar ininterruptamente do programa. Resultados não reportados ou remetidos após o prazo não são avaliados e influenciam no grau de desempenho anual (%A) do laboratório.

Cronograma Geral

Os módulos são padronizados com uma determinada quantidade de itens de ensaio por ano (conforme variações abaixo), distribuídos em rodadas trimestrais, quadrimestrais ou semestrais. Desta forma, o laboratório recebe, mensalmente, grupos específicos de módulos, conforme calendário anual previamente definido.

- 1. Recebimento do Material A rodada é enviada, via transportadora (Correios/Sedex, DHL, Jadlog etc.), até a quarta-feira da semana programada para ser recebida pelo participante na mesma semana. O participante tem uma semana para avisar sobre o não-recebimento ou a avaria do material.
- 2. Realização dos Ensaios e Envio dos Resultados O laboratório tem duas semanas para realizar os ensaios (exceções conforme variações a seguir) e enviar os resultados. Para isto, deve executá-los de maneira rotineira, empregando as mesmas metodologias, dentro do prazo estipulado e seguindo as instruções de uso disponibilizadas. No caso de perda do material, tem a opção de adquirir novo material.
- 3. Avaliação da rodada Em até três semanas, a Controllab realiza a análise dos dados, responde às dúvidas e elabora resumos estatísticos e comentários técnicos, junto ao Grupo Assessor. Os relatórios relacionados à avaliação são disponibilizados na Internet.

Os participantes recebem o aviso de liberação da avaliação por email.

Variações são previstas para alguns módulos:

- » na quantidade de itens de ensaio 8 a 20 itens por ano, conforme restrição de materiais ou necessidade de maior volume de controles;
- » no prazo para realização de ensaios 1 a 9 semanas, de acordo com estabilidade dos itens, processo de análise e rotina laboratorial;
- » no prazo de avaliação 1 a 4 semanas, conforme tipo de ensaio, complexidade dos dados a serem analisados e necessidade de contato com os participantes.

#### Contato com a Controllab

O participante deve realizar análise crítica da avaliação de cada rodada e definir ações de melhoria e correção para os resultados discordantes. Em caso de dúvida ou discordância (apelo dos resultados), deve entrar em contato com a Controllab para troca de informações e consenso de opiniões.

A equipe Controllab está disponível por email (atendimento@controllab.com) e telefone (+55 21 3891-9900) para esclarecer dúvidas e ajudar os participantes a utilizar o controle de qualidade.

#### Coordenação do Ensaio de Proficiência

Gerente Técnico. Vinícius de Almeida Biasoli. Responsável geral pela gestão dos serviços da empresa e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

Gestor de Serviços. Rafael Lopes. Responsável pelos serviços da empresa, o que incluiu documentos e orientações gerais aos participantes, a avaliação de resultados do ensaio de proficiência e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

#### Serviços subcontratados

O Controle de Qualidade dos Materiais (CQM) pode ser realizado por laboratórios subcontratados competentes para execução da(s) atividades(s) subcontratada(s). Ressaltamos que a preparação e avaliação do desempenho do material não são subcontratadas, sendo o provedor do ensaio de proficiência responsável por esse serviço. Esta informação consta no documento "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" disponível no sistema online, para cada módulo havendo necessidade.

## <u>Sigilo</u>

A Controllab tem sua atividade regulamentada por leis federais e estaduais brasileiras, tendo sido a primeira empresa a receber o selo REBLAS/ Anvisa para atuar como provedor de ensaio de proficiência, atividade que requer a obtenção de determinados dados referentes a exames clínicos.

A Controllab possui o compromisso de manter sigilo sobre todos os resultados individuais dos participantes. Esses resultados são acessíveis apenas ao participante, que é responsável por sua divulgação. Nenhum membro do grupo assessor da Controllab, Sociedades Científicas ou qualquer outra entidade tem acesso aos dados dos laboratórios.

Existem hipóteses, previstas em lei, que tornam necessária a transferência desses dados (desde que autorizadas previamente pelo participante), como por exemplo, o envio de determinados dados para entidades governamentais ou organismos de acreditação. Nesses casos, a Controllab enviará uma notificação ao laboratório participante, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para mais informações, consulte a política de privacidade e termo de consentimento disponíveis no menu do Sistema Online.

A Controllab segue um rigoroso Código de conduta ética & compliance em suas atividades e com as empresas parceiras.

## Homogeneidade e estabilidade dos materiais

Os programas são estruturados e organizados de acordo com a ISO 17043. Seus critérios estatísticos e de avaliação se baseiam na ISO 5725, ISO13528 e em práticas internacionais. Além disso, os itens de ensaio são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação e aprovados quanto a homogeneidade e estabilidade, conforme protocolo internacional da AOAC/ISO/IUPAC.

- » ABNT NBR ISO/IEC 17043: 2011 Avaliação de conformidade Requisitos gerais para ensaios de proficiência.
- » NIT-DICLA-059 Aplicação dos Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.
- » AOAC/ISO/IUPAC: 2004 Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaios de Proficiência.
- » RDC Nº16, de 28 de março de 2013 Boas Práticas de Fabricação e Controle em Estabelecimentos de Produtos para Diagnóstico de uso "in vitro".
- » ISO13528: 2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

As análises de homogeneidade/estabilidade estão disponíveis para consulta dos laboratórios se necessário.

Os itens de ensaio são sintéticos ou obtidos a partir de soro, plasma, sangue total, urina, fezes, e outros materiais biológicos, de origem humana ou animal, fornecidos na forma liofilizada ou líquida. As matrizes, sempre que pertinente e viável, são idênticas às analisadas na rotina laboratorial, podendo ser obtidas junto aos próprios participantes.

Estes itens são embalados em saches plásticos, a fim de atender às normas de biossegurança, e enviados em isopor, com gelo reciclável ou seco, conforme o tipo de material e sua estabilidade com relação à temperatura.

Materiais destinados a ensaios microscópicos podem também ser fornecidos digitalizados (digitalização de uma área da lâmina para análise similar a da rotina). Este recurso proporciona o ensaio de proficiência quando há escassez de matéria-prima, baixa estabilidade de materiais e ainda possibilita ampliar a diversidade de casos abordados, excelente qualidade e padronização do conteúdo disponibilizado e mais consistência das avaliações.

A descrição de cada item de ensaio, o procedimento de uso e outras informações relacionadas são descritas na "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" de cada módulo.

O manuseio e correto descarte dos materiais são de responsabilidade do laboratório, devendo ocorrer conforme normas de biossegurança e de descarte adotados na rotina.

## Valor Designado

### Estatística de Grupo

1 Formação dos Grupos

Os resultados são agrupados em ordem decrescente de afinidade do sistema analítico adotado pelos participantes (reagente, método, equipamento etc.).

2. Tratamento dos dados

Para grupos que apresentam número de participantes maior ou igual a 12, adota-se estatísticas robustas (usualmente adota-se o Algoritmo A para dados quantitativos e quartil para contagens) para análise dos dados e minimização do impacto de resultados discrepantes, conforme preconizado na ISO 13528 (ANEXO C).

Para grupos que apresentam número de participantes menores que 12 são aplicados métodos estatísticos tradicionais, associados a técnicas de reamostragem (ISO 13528 item 7.2.2). Em situações específicas, outras técnicas também podem ser utilizadas (ISO 13528 items 7.8) a fim de complementar os resultados obtidos pelas técnicas citadas anteriormente e garantir que o grupo está apto para avaliação.

Quando os dados precisam ser normalizados ou opta-se por algum método diferenciado, o tratamento aplicado é descrito na instrução de uso (critérios específicos de avaliação)

3 Resumo Estatístico dos Resultados

O "Perfil de Resultados" apresenta os grupos de avaliação formados (GA), com a respectiva quantidade de dados (QTD), valor alvo (M - média, mediana etc), medidas de dispersão (DP - desvio padrão, DAM - desvio absoluto mediano, 1ºQ - 1º Quartil, 3ºQ - 3º Quartil, DIQ - Desvio interquartílico etc), coeficiente de variação (CV), Valor Mínimo (Mín) e Valor Máximo (Máx), após redução do impacto de *outliers*.

A representação da estatística com Mediana,  $1^{\circ}Q$  (25% dos dados),  $3^{\circ}Q$  (75% dos dados), DIQ, Valores Mínimo e Máximos da distribuição pode ser utilizada dependendo do tipo de distribuição dos dados quantitativos, como por exemplo, para contagens não automatizadas.

Este documento apresenta ainda os limites adotados para cálculo da faixa de avaliação e o percentual geral de acerto (adequação). Inclui também comentários técnicos dos assessores.

Um grupo pode ser desconsiderado para avaliação se possuir grande variação (CV) ou por decisão do grupo assessor. Uma análise estatística da dispersão histórica dos resultados e entre os grupos define quais grupos apresentam uma dispersão esperada e podem ser avaliados. Para a formação do grupo, são necessários, no mínimo, 5 resultados. Exceções poderão ser avaliadas após uma análise minuciosa do analista responsável pela avaliação frente ao valor alvo e/ou a incerteza apresentada pelo grupo, conforme comentários publicados no perfil dos resultados.

4 Avaliação

Para cada grupo de avaliação (GA), é calculada uma faixa (valor alvo - limite). Todos os resultados do grupo contidos nesta faixa são considerados adequados (A), e os demais, inadequados (I). Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante, que, além dos dados do laboratório e do grupo de avaliação, apresenta os índices de desvio (ID).

O ID é obtido pela fórmula: ID = (resultado - média) / limite. E pode ser diretamente obtido dos dados do relatório de avaliação pela fórmula: ID = (resultado - média) / (limite superior - média). Neste caso o limite superior é o valor máximo permitido na faixa de avaliação e o resultado pode apresentar variação na última casa decimal, devido ao truncamentos dos dados. Nos casos em que a avaliação for definida por faixa, o índice de desvio perde o seu valor e não será disponibilizado no relatório de avaliação.

## Estatística de Consenso

1 Resumo Estatístico dos Resultados

A contagem de dados (OTD) com a mesma opção de resposta e o percentual relativo são apresentados no "Perfil de Resultados",

2 Definição de Resultados Aceitos

O grupo assessor define os resultados aceitos e os comentários técnicos com base em: perfil de resultados; dados do controle de qualidade e diagnóstico inicial dos materiais; metodologias empregadas; relevância clínica e grau de dificuldade/facilidade.

Em alguns casos, quando a concordância de uma maioria de um percentual predeterminado das respostas é atingida (por exemplo 80% ou mais), o valor de consenso é utilizado (ISO 17043 - Anexo B - B.2.4).

3 Avaliação

O resultado de cada participante é comparado a(os) resultado(s) aceito(s) e considerado adequado (A) quando igual ou inadequado (I) quando diferente.

Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante.

Para ensaios semi-quantitativos (ex: elementos anormais) os resultados aceitos são faixas. As opções de resposta contidas nesta faixa são consideradas adequadas (A), e as demais, inadequadas (I).

## Legenda

- \* Item de ensaio não avaliado ou grupo não utilizado para avaliação.
- R Reagente/ Detectável

NR Não Reagente/ Não Detectável

I Inconclusivo