



Habilitada ANVISA/REBLAS
Certificada BPF/ANVISA
Certificada ISO 9001
Sistema da Qualidade

Proficiência em Microbiologia

Água I

Dez/2014

PERFIL DE RESULTADOS

Selecione um ensaio:

Contagem de Bactérias heterotróficas

	Qtd	Presença(%)	Ausência(%)
Item AA01			
Todos os Resultados - GA 08	51	96,1	3,9
Resultado(s) aceito(s)		Presença	
Resultados adequados **		81,6%	
Item AA02			
Todos os Resultados - GA 08	48	14,6	85,4
Resultado(s) aceito(s)		Ausência	
Resultados adequados **		85,4%	
Item AA03			
Todos os Resultados - GA 08	51	94,1	5,9
Resultado(s) aceito(s)		Presença	
Resultados adequados **		68,8%	

Contagem de Bactérias Heterotróficas - Contagem de Bactérias heterotróficas (Valor) (UFC/mL)

	Qtd menor que ⁴	Qtd maior que ⁴	Qtd ⁵	M ⁵	DP ⁵	CV% ⁵
Item AA01						
Todos os Resultados - GA 08	0	5	44	4,27	0,3	7,0
Limite	2 DP					
Item AA02 *						
Todos os Resultados - GA 08	0	1	5	4,03	0,18	4,5
Limite	-					

Item AA03

Qtd menor que ⁴	Qtd maior que ⁴	Qtd ⁵	M ⁵	DP ⁵	CV% ⁵	
Todos os Resultados - GA 08	0	5	43	4,08	0,36	8,8

Limite 2 DP

Os dados estatísticos apresentados foram obtidos com base em valores normalizados.

Pesquisa de Coliformes Totais**Item AA01**

Qtd	Presença(%)	Ausência(%)	
Todos os Resultados - GA 08	58	96,6	3,4

Resultado(s) aceito(s)

Presença

Resultados adequados

96,6%

Item AA02

Qtd	Presença(%)	Ausência(%)	
Todos os Resultados - GA 08	58	3,4	96,6

Resultado(s) aceito(s)

Ausência

Resultados adequados

96,6%

Item AA03

Qtd	Presença(%)	Ausência(%)	
Todos os Resultados - GA 08	58	6,9	93,1

Resultado(s) aceito(s)

Ausência

Resultados adequados

93,1%

Pesquisa de Coliformes Termotolerantes**Item AA01**

Qtd	Presença(%)	Ausência(%)	
Todos os Resultados - GA 08	45	93,3	6,7

Resultado(s) aceito(s)

Presença

Resultados adequados

93,3%

Item AA02

Qtd	Presença(%)	Ausência(%)	
Todos os Resultados - GA 08	45	2,2	97,8

Resultado(s) aceito(s)

Ausência

Resultados adequados

97,8%

Item AA03

	Qtd	Presença(%)	Ausência(%)
Todos os Resultados - GA 08	45	6,7	93,3
Resultado(s) aceito(s)		Ausência	
Resultados adequados		93,3%	

Pesquisa de E. Coli

	Qtd	Presença(%)	Ausência(%)
Todos os Resultados - GA 08	56	96,4	3,6
Resultado(s) aceito(s)		Presença	
Resultados adequados		96,4%	
		Item AA02	
	Qtd	Presença(%)	Ausência(%)
Todos os Resultados - GA 08	56	-	100,0
Resultado(s) aceito(s)		Ausência	
Resultados adequados		100,0%	
		Item AA03	
	Qtd	Presença(%)	Ausência(%)
Todos os Resultados - GA 08	56	1,8	98,2
Resultado(s) aceito(s)		Ausência	
Resultados adequados		98,2%	

AA03 - Comentário técnico**Contagem de bactérias heterotróficas**

Esperava-se resultado de "Presença" para o item AA03 (contagens em torno de $1,5 \times 10^4$ - $2,2 \times 10^4$ UFC/mL), conforme resultados do controle de qualidade do material (CQM).

Legenda

- * Item de ensaio não avaliado ou grupo não utilizado para avaliação.
- ** Corresponde ao percentual de resultados quantitativos adequados, ou seja, resultados dentro da faixa de avaliação. Exceto para amostras negativas, que neste caso são avaliadas com base nos resultados qualitativos.
- 4 Quantidade de dados informados com sinal de menor que ou maior que.
- 5 Resumo estatístico de dados absolutos reportados. Excluídos os reportados com sinal de menor que ou maior que.