



PERFIL DE RESULTADOS

 Seleção um ensaio:

Bilirrubina

	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Item EABQ01						
			Negativo(%)	1,0 mg/dL(%)	0,5 mg/dL (+)(%)	2,0 mg/dL (+)(%)	+(%)	++(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25									
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	100,0	-	-	-	-	-	-
Urofitas 10DL # Leitura visual	Negativo	89	92,1	-	-	-	6,7	1,1	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	74	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	100,0	-	-	-	-	-	
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	100,0	-	-	-	-	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	97,5	-	-	2,5	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	100,0	-	-	-	-	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-	-	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	87,5	-	-	-	12,5	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	88,9	-	-	-	11,1	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1216	99,1	-	-	0,1	0,7	0,1	

Resultados adequados

	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Item EABQ02						
			Negativo(%)	1,0 mg/dL(%)	0,5 mg/dL (+)(%)	2,0 mg/dL (+)(%)	+(%)	++(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25									
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DL # Leitura visual	Negativo	89	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	74	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	100,0	-	-	-	-	-	
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	100,0	-	-	-	-	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	95,0	-	2,5	2,5	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	100,0	-	-	-	-	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-	-	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	

Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1216	99,8	-	0,1	0,1	-	-
Resultados adequados			99,8%					
			Item EABQ03					
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	1,0 mg/dL(%)	0,5 mg/dL (+)(%)	2,0 mg/dL (+)(%)	+(%)	++(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25								
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DL # Leitura visual	Negativo	89	98,9	-	-	-	1,1	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	74	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	100,0	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	100,0	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	97,5	-	-	2,5	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	37	97,3	-	-	-	2,7	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	97,2	2,8	-	-	-	-
Uricolor Check # Urvision	Negativo	30	100,0	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	100,0	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-
Lumiratak # Lumiratak U500	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1216	99,6	0,1	-	0,1	0,2	-
Resultados adequados			99,6%					

Corpos Cetônicos								
Item EABQ01								
Resultado(s) aceito(s)								
	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	5 mg/dL(%)			
Tira/Leitor de Tiras - GA 25								
Uricolor Check # Leitura visual	212	100,0	-	-	-	-	-	-
Urofitas 10DL # Leitura visual	89	100,0	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	75	100,0	-	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	60	100,0	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	51	100,0	-	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	49	100,0	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	42	100,0	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	40	100,0	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	39	100,0	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	37	100,0	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	37	97,3	-	-	2,7	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	36	100,0	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urvision	30	100,0	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	27	96,3	3,7	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	25	100,0	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	25	100,0	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	21	100,0	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	20	100,0	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	18	100,0	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	18	100,0	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	17	100,0	-	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	17	100,0	-	-	-	-	-	-
Lumiratak # Lumiratak U500	16	93,8	-	-	-	-	-	6,3
Urofitas 10DLU # Leitura visual	16	100,0	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	13	100,0	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	12	100,0	-	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	12	100,0	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	11	100,0	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	9	88,9	-	-	-	-	-	11,1
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	8	100,0	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	8	100,0	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	8	100,0	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	7	100,0	-	-	-	-	-	-

Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1218	99,7	0,1	0,1	0,2
Resultados adequados			99,7%			
			Item EABQ02			
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	5 mg/dL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25						
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	100,0	-	-	-
Urofitas 10DL # Leitura visual	Negativo	89	100,0	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	75	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	100,0	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	100,0	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	100,0	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	37	100,0	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	100,0	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	93,8	-	-	6,3
Urofitas 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1218	99,9	-	-	0,1
Resultados adequados			99,9%			
			Item EABQ03			
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	5 mg/dL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25						
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	100,0	-	-	-
Urofitas 10DL # Leitura visual	Negativo	89	100,0	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	75	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	100,0	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	100,0	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	100,0	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	37	100,0	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	96,3	3,7	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-

Todos os Resultados - GA 08		Negativo		1218	99,9	0,1	-	-
Resultados adequados				99,9%				

Glicose		Item EABQ01																			
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal(%)	Traços/±(%)	+(%)	++(%)	+++ (50 mg/dL traços/±)(%)	50 mg/dL(+)(%)	100 mg/dL(+)(%)	150 mg/dL(++)(%)	200 mg/dL(++)(%)	500 mg/dL(+++)(%)	>= 1000 mg/dL(++++) (500 mg/dL(+))	20 mg/dL(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL(%)	100 mg/dL(%)	150 mg/dL(%)	200 mg/dL(%)	250 mg/dL(%)	300 mg/dL(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																					
Uricolor Check # 500 mg/dL visual	218	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	-	56,0	-	
Urofitá 10DL # 500 mg/dL visual	90	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	5,6	-	52,2	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	78	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	-	-	-	17,9	
Urofitá 10DLU # Uryxxon 500	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,6	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	51	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	52,9	-	
Urigold # 500 mg/dL visual	50	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	-	-	58,0	-	
Uriquest Plus I # 500 mg/dL visual	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	23,8	-	-	64,3	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	-	-	73,2	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	41	2,4	-	-	-	-	-	46,3	-	43,9	2,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # 250 mg/dL visual	40	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	-	-	42,5	-	
Sensi 10. # 500 mg/dL visual	38	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	-	60,5	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	19,4	-	-	-	69,4	
Uricolor Check # Urivision	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	76,7	-	
Wiener Urine Strip # 500 mg/dL visual	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	65,5	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	38,5	-	53,8	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,0	-	-	40,0	-	
Combur 10M # 1000 mg/dL visual	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	78,3	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	80,0	-	
Biopix # 500 mg/dL visual	19	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	-	-	42,1	-	
Biocon 10 # 500 mg/dL visual	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	73,7	-	
Lumiratek # 250 mg/dL visual	18	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	-	22,2	-	
Urofitá 10DLU # 150 mg/dL a >= 1000 mg/dL visual	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	29,4	-	-	-	
BioTécnica # 500 mg/dL visual	17	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-	-	41,2	-	
GT-Strips # 500 mg/dL visual	16	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	50,0	-	
Dirui H10 # 250 mg/dL a 500 mg/dL	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	
Bio 10 # 30 mmol/L visual	13	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	-	-	-	53,8	
Uriclin 10 # 500 mg/dL visual	12	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	50,0	-	
Uritest 11 # 50 mg/dL a 100 mg/dL visual	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	77,8	-	-	-	-	
Multistix 10SG # 250 mg/dL visual	9	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	55,6	-	

Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	100 mg/dL a 300 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	37,5	-	-	-	50,0	
Biopix # Urocheck 200	250 mg/dL a 500 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	
Uriaction 10 # Leitura visual	100 mg/dL a 250 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-	-	-	62,5	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 300	150 mg/dL a > 500 mg/dL	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	100 mg/dL a 250 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	-	-	-	14,3	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	100 mg/dL a 250 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	-	-	-	71,4	
Uricolor Check # Uri View 200	100 mg/dL a 500 mg/dL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-	50,0	
Urofitas 10DLU # Uryxxon Relax	150 mg/dL a > 500 mg/dL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	100 mg/dL (+) a >= 1000 mg/dL (++++ ou 50 mg/dL a >= 1000 mg/dL ou Traços/ ± a +++ ou 15 mmol/L a 30 mmol/L	1255	2,8	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	1,8	0,2	1,5	0,2	0,2	0,1	0,1	2,2	26,3	8,5	-	-	35,5	5,7
Resultados adequados				94,3%																			
				Item EABQ02 *																			
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal (%)	Traços/± (%)	+	++	+++	50 mg/dL (traços/±) (%)	50 mg/dL (+) (%)	100 mg/dL (+) (%)	150 mg/dL (++) (%)	200 mg/dL (++) (%)	500 mg/dL (+++)	>= 1000 mg/dL (++++)	20 mg/dL (%)	30 mg/dL (%)	50 mg/dL (%)	100 mg/dL (%)	150 mg/dL (%)	200 mg/dL (%)	250 mg/dL (%)	300 mg/dL	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																							
Uricolor Check # Leitura visual	-	218	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	0,5	
Urofitas 10DL # Leitura visual	-	90	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,2	-	-	12,2	-	3,3	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	-	78	87,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	2,6	-	-	-	-	
Urofitas 10DLU # Uryxxon 500	-	62	83,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	-	51	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	
Urigold # Leitura visual	-	50	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	-	42	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,1	2,4	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	-	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	-	41	85,4	-	-	-	-	4,9	-	-	-	2,4	2,4	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	-	40	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sensi 10. # Leitura visual	-	38	92,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	-	36	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,8	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Urivision	-	30	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	-	29	96,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	-	26	80,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	-	25	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	
Combur 10M # Leitura visual	-	23	34,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,2	-	-	-	-	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	-	20	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	5,0	-	-	-	-	
Biopix # Leitura visual	-	19	94,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	
Biocon 10 # Reader 300	-	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lumiratek # - Lumiratek U500	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitá 10DLU # Leitura visual	17	64,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,3	-	-	-	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	17	94,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GT-Strips # Leitura visual	16	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	14	92,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	13	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	13	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	-	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	9	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urisys 2400 Casete # Urisys 2400	8	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitá 10DLU # Uryxxon 300	8	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	
Uricolor Check # Uri View 200	6	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitá 10DLU # Uryxxon Relax	5	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	1257	82,4	-	-	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	4,5	0,5	8,2	1,9	0,2	-	0,2	-	
Resultados adequados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Item EABQ03 *																					
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal(%)	Traços/±(%)	+(%)	++(%)	+++ (mg/dL traços/±)(%)	50 mg/dL (traços/±)(%)	50 mg/dL(+)(%)	100 mg/dL (+)(%)	150 mg/dL(++)(%)	200 mg/dL(++)(%)	500 mg/dL(+++)(%)	>= 1000 mg/dL(++++) (mg/dL(%)	20 mg/dL(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL(%)	100 mg/dL(%)	150 mg/dL(%)	200 mg/dL(%)	250 mg/dL(%)	300 mg/dL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																					
Uricolor Check # Leitura visual	218	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,9	-	-	1,8	-	
Urofitá 10DL # Leitura visual	90	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	30,0	-	62,2	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	78	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,6	61,5	-	-	-	-	
Urofitá 10DLU # Uryxxon 500	62	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	-	54,8	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	51	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,8	-	-	2,0	-	
Urigold # Leitura visual	50	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,0	-	-	4,0	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	61,9	-	-	7,1	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	41	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,7	-	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	41	4,9	-	-	-	80,5	-	7,3	-	2,4	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	40	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	-	-	5,0	-	
Sensi 10. # Leitura visual	38	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3	-	-	5,3	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	36	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	86,1	-	-	-	2,8	
Uricolor Check #	30	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,3	-	-	3,3	-	

Urivision																						
Wiener																						
Urine Strip																						
# Leitura visual	-	29	37,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,6	-	-	-	3,4	
Labstrip																						
U11 Plus GL	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	-	11,5	-	-	
# Labumat 2	-																					
Multistix 10SG	-	25	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0	-	-	-	-	
# Clinitek Status	-																					
Combur 10M	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	73,9	-	-	-	
# Leitura visual	-																				8,7	
Meditape UC-11A	-	20	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	85,0	-	-	5,0	
# Sysmex UC 3500	-																					
Biopix # Leitura visual	-	19	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,4	-	-	-	26,3	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	-	19	63,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8	-	-	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	-	18	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	
Urofito 10DLU # Leitura visual	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	64,7	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	-	17	35,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,8	-	-	-	-	
GT-Strips # Leitura visual	-	16	31,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,8	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	78,6	
Bio 10 # Leitura visual	-	13	-	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	69,2	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	-	12	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,3	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	44,4	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	-	9	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	-	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	62,5	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	-	8	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	-	8	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	-	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	62,5	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	-	-	-	28,6	
Uricolor Check # Uri View 200	-	6	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	-	16,7	
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	60,0	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	-	1254	18,6	1,0	0,2	0,2	-	2,6	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,2	0,1	-	12,0	49,8	8,9	0,1	3,3	0,2
Resultados adequados	-																					

Hemoglobina Hemolisada		Item EABQ01 *																				
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+	++	+++	0,03 mg/dL (traços/ ±)(%)	0,10 mg/dL (+)(%)	0,03 mg/dL(+)(%)	0,03 mg/dL(+)(%)	0,06 mg/dL(+)(%)	ca 5-10 Ery/µL(%)	ca 10 Ery/µL(%)	ca 25 Ery/µL(%)	ca 50 Ery/µL(%)	ca 80 Ery/µL(%)	5 Ery/µL(%)	5-10 Ery/µL(%)	10 Ery/µL(%)	25 Ery/µL(%)	50 Ery/µL(%)	250 Ery/µL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																						
Uricolor Check # Leitura visual	217	99,1	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DL # Leitura visual	90	47,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	69	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,8	10,1	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	62	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,9	-	-	-
Urigold # Leitura visual	50	96,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	50	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	-	8,0	-	-	2,0
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	41	7,3	90,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	41	61,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	39	79,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-	-

Sensi 10. # Leitura visual	-	38	97,4	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	-	38	13,2	-	-	-	-	-	-	84,2	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	-	33	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,6	3,0	-	-
Uricolor Check # Urivision	-	29	96,6	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	-	28	82,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	-	26	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	-	25	52,0	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	-	23	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	-	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	-	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	-	19	84,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	-	18	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	16,7	-	-
Urofit 10DLU # Leitura visual	-	17	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	-	17	64,7	23,5	5,9	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	-	16	93,8	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	-	14	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	-	13	46,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	15,4	-	-
Bio 10 # Leitura visual	-	12	83,3	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	-	12	91,7	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	-	9	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	-	9	88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	-	8	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	-	8	87,5	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	-	8	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-
Urofit 10DLU # Uryxxon 300	-	8	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	-	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	-	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	-	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofit 10DLU # Uryxxon Relax	-	5	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
Uriscan 11 # Leitura visual	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	-	1232	66,0	4,7	1,0	0,2	0,1	2,6	0,1	0,1	-	0,1	1,2	5,1	-	0,3	0,1	1,8	2,2	13,2	1,1	-	-	0,2

Resultados adequados

Item EABQ02

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/±(%)	+(%)	++(%)	+++(%)	0,03 mg/dL traços/±(%)	0,10 mg/dL (+)(%)	0,03 mg/dL(+)(%)	0,03 mg/dL(%)	0,06 mg/dL(%)	ca 5-10 Ery/μL(%)	ca 10 Ery/μL(%)	ca 25 Ery/μL(%)	ca 50 Ery/μL(%)	ca 80 Ery/μL(%)	5 Ery/μL(%)	5-10 Ery/μL(%)	10 Ery/μL(%)	25 Ery/μL(%)	50 Ery/μL(%)	250 Ery/μL(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																							
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	217	99,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofit 10DL # Leitura visual	Negativo	90	96,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	69	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofit 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	62	95,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	3,2	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	50	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	50	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	4,0	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	38	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	38	92,1	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	33	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	29	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	28	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	26	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	96,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	23	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	19	94,7	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	18	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	94,1	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofit 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	14	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Uriux S	Negativo	13	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	12	91,7	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofit 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofit 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	
Uriscan 11 # Leitura visual	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1232	97,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	-	0,1	-	0,1	-	0,2	-	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	-	-
Resultados adequados			97,6%																						
				Item EABQ03																					
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+	++	+++	0,03 mg/dL (traços/ ±)(%)	0,10 mg/dL (+)(%)	0,03 mg/dL(+)	0,03 mg/dL(%)	0,06 mg/dL(%)	ca 5-10 Ery/µL(%)	ca 10 Ery/µL(%)	ca 25 Ery/µL(%)	ca 50 Ery/µL(%)	ca 80 Ery/µL(%)	5 Ery/µL(%)	5-10 Ery/µL(%)	10 Ery/µL(%)	25 Ery/µL(%)	50 Ery/µL(%)	250 Ery/µL(%)		
	Tira/Leitor de Tiras - GA 25																								
	Uricolor Check # Leitura visual	217	98,6	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urofit 10DL # Leitura visual	90	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	69	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urofit 10DLU # Uryxxon 500	62	93,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	4,8	-	-	
	Urigold # Leitura visual	50	98,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	50	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	-	4,0	-	-	-	
	Multistix 10SG # Clinitek Advantus	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uriquest Plus I # Leitura visual	41	97,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Biocon 10 # Leitura visual	39	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sensi 10. # Leitura visual	38	97,4	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	38	97,4	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cobas u pack # Cobas u 601	33	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uricolor Check # Urvision	29	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wiener Urine Strip # Leitura visual	28	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	3,6	-	-	-	
	Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	26	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Multistix 10SG # Clinitek Status	25	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Combur 10M # Leitura visual	23	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Biopix # Leitura visual	19	94,7	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Biocon 10 # Biocon Reader 300	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lumiratek # Lumiratek U500	18	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	
	BioTécnica # Leitura visual	17	94,1	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urofit 10DLU # Leitura visual	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GT-Strips # Leitura visual	16	93,8	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dirui H10 # FUS 2000	14	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Combur 10M # Urisys 1100/ Uriux S	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bio 10 # Leitura visual	12	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uriclin 10 # Leitura visual	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uritest 11 # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Multistix 10SG # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	
Uriscan 11 # Leitura visual	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1232	97,6	-	0,5	0,2	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,1
Resultados adequados			97,6%																				

Leucocitos

Tira/Leitor de Tiras - GA 25	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Item EABQ01																				
			Negativo / Normal(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	++(%)	25 mg/dL (traços/ ±)(%)	10 - 25 leuc/ μL(%)	15 leuc/ μL(%)	25 leuc/ μL(%)	70 leuc/ μL(%)	75 leuc/ μL(%)	ca 10-25 leuc/ μL(%)	ca 15 leuc/ μL(%)	ca 25 leuc/ μL(%)								
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo / Normal	211	95,7	1,9	1,9	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	Negativo / Normal	88	98,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
Combur 10M # Uriscan 1800/ Cobas u411	Negativo / Normal	66	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	Negativo / Normal	60	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo / Normal	50	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urighold # Leitura visual	Negativo / Normal	49	93,9	2,0	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo / Normal	41	97,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	39	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo / Normal	39	97,4	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo / Normal	37	97,3	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo / Normal	36	97,2	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo / Normal	31	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo / Normal	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo / Normal	28	96,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo / Normal	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo / Normal	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo / Normal	20	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo / Normal	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo / Normal	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo / Normal	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo / Normal	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo / Normal	16	93,8	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	Negativo / Normal	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Negativo / Normal	16	93,8	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan 1100/ Urilux S	Negativo / Normal	13	92,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo / Normal	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo / Normal	9	88,9	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 2400 Cassete # Uriscan 2400	Negativo / Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo / Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo / Normal	8	87,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	Negativo / Normal	8	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo / Normal	6	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo / Normal	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo / Normal	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo / Normal	1189	97,2	0,8	0,6	0,1	0,1	-	0,3	0,5	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2					

Resultados adequados

97,2%

Tira/Leitor de Tiras - GA 25	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Item EABQ02																				
			Negativo / Normal(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	++(%)	25 mg/dL (traços/ ±)(%)	10 - 25 leuc/ μL(%)	15 leuc/ μL(%)	25 leuc/ μL(%)	70 leuc/ μL(%)	75 leuc/ μL(%)	ca 10-25 leuc/ μL(%)	ca 15 leuc/ μL(%)	ca 25 leuc/ μL(%)								
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo / Normal	211	98,6	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	Negativo / Normal	88	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan 1800/ Cobas u411	Negativo / Normal	66	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	Negativo / Normal	60	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo / Normal	50	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urighold # Leitura visual	Negativo / Normal	49	98,0	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo / Normal	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo / Normal	39	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo / Normal	39	97,4	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo / Normal	37	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo / Normal	36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo / Normal	31	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo / Normal	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo / Normal	28	96,4	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo / Normal	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo / Normal	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo / Normal	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo / Normal	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo / Normal	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo / Normal	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo / Normal	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo / Normal	16	93,8	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo / Normal (%)	Traços/ ± (%)	+(%)	++(%)	25 mg/dL (traços/ ±) (%)	10 - 25 leuc/ µL (%)	15 leuc/ µL (%)	25 leuc/ µL (%)	70 leuc/ µL (%)	75 leuc/ µL (%)	ca 10-25 leuc/ µL (%)	ca 15 leuc/ µL (%)	ca 25 leuc/ µL (%)
Urofito 10DLU # Leitura visual	16	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
GT-Strips # Leitura visual	16	93,8	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	12	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-
Dirui H10 # FUS 2000	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	1189	98,8	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,2	-	0,1	0,1
Resultados adequados		98,8%												
Item EABQ03														
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo / Normal (%)	Traços/ ± (%)	+(%)	++(%)	25 mg/dL (traços/ ±) (%)	10 - 25 leuc/ µL (%)	15 leuc/ µL (%)	25 leuc/ µL (%)	70 leuc/ µL (%)	75 leuc/ µL (%)	ca 10-25 leuc/ µL (%)	ca 15 leuc/ µL (%)	ca 25 leuc/ µL (%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25														
Uricolor Check # Leitura visual	211	97,6	0,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DL # Leitura visual	88	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	66	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	60	98,3	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	50	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	49	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	39	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	39	97,4	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	37	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	31	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	28	96,4	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	24	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek US00	16	93,8	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Leitura visual	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	16	93,8	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	13	92,3	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	12	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-
Dirui H10 # FUS 2000	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	9	88,9	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	6	83,3	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	1188	98,6	0,3	0,3	-	0,1	-	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,1	-
Resultados adequados		98,6%												

Nitrito														
Item EABQ01														
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo (%)	Traços/ ± (%)	0,1 mg/dL / Positivo (%)	Positivo (%)	+(%)	++(%)	0,1 mg/dL (+) (%)	0,2 mg/dL (++) (%)					
Tira/Leitor de Tiras - GA 25														
Uricolor Check # Leitura visual	212	3,3	-	-	96,7	-	-	-	-					
Urofito 10DL # Leitura visual	89	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	75	1,3	-	-	98,7	-	-	-	-					
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	60	8,3	-	-	91,7	-	-	-	-					
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	51	7,8	-	-	92,2	-	-	-	-					
Urigold # Leitura visual	49	2,0	-	-	98,0	-	-	-	-					
Uriquest Plus I # Leitura visual	42	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	40	7,5	-	-	-	-	-	42,5	50,0					
Biocon 10 # Leitura visual	39	2,6	2,6	-	94,9	-	-	-	-					
Sensi 10. # Leitura visual	38	2,6	-	-	97,4	-	-	-	-					
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	37	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Cobas u pack # Cobas u 601	36	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Uricolor Check # Urivision	30	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Wiener Urine Strip # Leitura visual	28	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	25	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Multistix 10SG # Clinitek Status	25	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Combur 10M # Leitura visual	21	-	-	-	100,0	-	-	-	-					
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	20	10,0	-	-	90,0	-	-	-	-					
Biopix # Leitura visual	18	5,6	-	-	94,4	-	-	-	-					
Biocon 10 # Biocon Reader 300	18	-	-	-	100,0	-	-	-	-					

BioTécnica # Leitura visual	+	17	11,8	-	-	-	88,2	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Positivo	17	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Positivo	16	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	Positivo	16	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Positivo	13	7,7	-	-	92,3	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Positivo	13	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Positivo	12	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Positivo	11	9,1	-	-	90,9	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Positivo	9	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Positivo	8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Positivo	8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	+	8	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	Positivo	8	12,5	-	-	87,5	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Positivo	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Positivo	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Positivo	7	14,3	-	-	85,7	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Positivo	6	33,3	-	-	66,7	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	Positivo	5	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Traços/ ± a 0,2 mg/dL (++)	1220	3,1	0,2	0,1	91,3	2,1	0,1	1,4	1,6

Resultados adequados

96,9%

Item EABQ02

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	0.1 mg/dL / Positivo(%)	Positivo(%)	+(%)	++(%)	0,1 mg/dL (+) (%)	0,2 mg/dL (++) (%)
------------------------	-----	-------------	--------------	-------------------------	-------------	------	-------	-------------------	--------------------

Tira/Leitor de Tiras - GA 25

Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	98,1	-	-	1,9	-	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	Negativo	89	98,9	-	-	1,1	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	75	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	98,0	-	-	2,0	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	98,0	-	-	2,0	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	95,0	-	-	-	-	-	2,5	2,5
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	38	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	97,2	-	-	2,8	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	28	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	93,8	-	-	6,3	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	88,9	-	-	11,1	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	85,7	-	-	14,3	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1220	98,9	-	-	1,0	-	-	0,1	0,1

Resultados adequados

98,9%

Item EABQ03

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	0.1 mg/dL / Positivo(%)	Positivo(%)	+(%)	++(%)	0,1 mg/dL (+) (%)	0,2 mg/dL (++) (%)
------------------------	-----	-------------	--------------	-------------------------	-------------	------	-------	-------------------	--------------------

Tira/Leitor de Tiras - GA 25

Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	212	99,1	-	-	0,9	-	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	Negativo	89	97,8	-	-	2,2	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	75	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	60	98,3	-	-	1,7	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo	51	98,0	-	-	2,0	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	49	98,0	-	-	2,0	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	100,0	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	40	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	39	97,4	-	-	2,6	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	38	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	37	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	27	96,3	-	-	3,7	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	21	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	95,0	-	-	5,0	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	18	100,0	-	-	-	-	-	-	-

BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	16	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Leitura visual	Negativo	16	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	11	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urtest 11 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1219	98,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultados adequados			98,6%																						

Proteínas		Item EABQ01																							
Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+	++	10 mg/dL (traços/±)(%)	30 mg/dL(±)(%)	50 mg/dL (+)	100 mg/dL (++)	300 mg/dL (+++)	>=600 mg/dL (++++)(%)	10 mg/dL(%)	15 mg/dL(%)	25 mg/dL(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL(%)	75 mg/dL(%)	100 mg/dL(%)	150 mg/dL(%)	300 mg/dL(%)	>				
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																									
Uricolor Check # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	217	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	30 mg/dL a 500 mg/dL	90	4,4	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	25 mg/dL a 150 mg/dL	78	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	30 mg/dL a 500 mg/dL	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan PRO / S300	30 mg/dL a 300 mg/dL	51	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	50	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	30 mg/dL a 500 mg/dL	42	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	30 mg/dL a 100 mg/dL	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	50 mg/dL (+) a 100 mg/dL (++)	41	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	40	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	39	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	25 mg/dL a 150 mg/dL	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	30 mg/dL a 100 mg/dL	30	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	30 mg/dL a 100 mg/dL	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	100 mg/dL a >=300 mg/dL	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	30 mg/dL a 100 mg/dL	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	30 mg/dL a 300 mg/dL	19	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	30 mg/dL a 300 mg/dL	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GT-Strips # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,4	-	-	52,9	-	17,6	-
Dirui H10 # FUS 2000	30 mg/dL a 100 mg/dL	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	-	-	71,4	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	13	-	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,2	-	-	15,4	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	75 mg/dL a 500 mg/dL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	-	38,5	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	41,7	-	41,7	-
Uritest 11 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	-	-	66,7	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	100 mg/dL	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	75 mg/dL a 150 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	-	25,0	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	30 mg/dL a 100 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	75,0	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	100 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
Urofit 10DLU # Uryxxon 300	30 mg/dL a 500 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	75,0	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	28,6	-	-	57,1	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	100 mg/dL a 300 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	-	14,3	-
Uricolor Check # Uri View 200	30 mg/dL a 300 mg/dL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	33,3	-	-	33,3	-	16,7	-
Urofit 10DLU # Uryxxon Relax	30 mg/dL a 100 mg/dL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	80,0	-	-	-
Uriscan 11 # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	60,0	-	20,0	-
Todos os Resultados - GA 08	Traços/ ± a 300 mg/dL (+++) ou 10 mg/dL a 500 mg/dL	1255	1,7	1,7	0,2	0,4	-	0,2	0,7	2,8	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	20,4	0,1	7,9	52,6	2,3	6,7	0,1

Resultados adequados 95,9%
Item EABQ02

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+(%)	++(%)	10 mg/dL (traços/±)(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL (+)(%)	100 mg/dL (++) (%)	300 mg/dL (+++) (%)	>=600 mg/dL (++++)(%)	10 mg/dL(%)	15 mg/dL(%)	25 mg/dL(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL(%)	75 mg/dL(%)	100 mg/dL(%)	150 mg/dL(%)	300 mg/dL(%)	> r
------------------------	-----	-------------	--------------	------	-------	------------------------	-------------	-----------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-----

Tira/Leitor de Tiras - GA 25

Uricolor Check # Leitura visual	Negativo	218	94,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	0,5	-	2,3	-
Urofit 10DL # Leitura visual	Negativo	90	91,1	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo	78	97,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Urofit 10DLU # Uryxxon 500	Negativo	62	95,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # PRO / S300	Negativo	51	90,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo	50	88,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo	42	76,2	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	Negativo	41	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo	41	95,1	-	-	-	-	-	2,4	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo	40	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	Negativo	39	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	2,6	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo	36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo	30	93,3	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo	29	93,1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo	26	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	Negativo	25	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo	23	95,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo	20	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo	19	94,7	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo	19	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	Negativo	18	94,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Leitura visual	Negativo	17	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	Negativo	17	70,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	-	-	-	5,9
GT-Strips # Leitura visual	Negativo	17	82,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	Negativo	14	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo	13	92,3	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo	13	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo	12	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo	9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	Negativo	8	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	Negativo	8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	Negativo	7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	Negativo	7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo	6	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo	5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Leitura visual	Negativo	5	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo	1258	93,9	2,2	-	-	-	-	0,2	-	0,1	0,2	0,4	-	1,4	-	0,2	0,5	-	0,5	-

Resultados adequados 93,9%

Item EABQ03

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo(%)	Traços/ ±(%)	+	++	10 mg/dL (traços/ ±)(%)	30 mg/dL(+)(%)	50 mg/dL(+)(%)	100 mg/dL(+)(%)	300 mg/dL(+++)(%)	>=600 mg/dL(++++)	10 mg/dL(%)	15 mg/dL(%)	25 mg/dL(%)	30 mg/dL(%)	50 mg/dL(%)	75 mg/dL(%)	100 mg/dL(%)	150 mg/dL(%)	300 mg/dL(%)	> r
Tira/Leitor de Tiras - GA 25																					
Uricolor Check # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	218	5,5	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,3	-	-	23,4	-	3,7	-
Urofito 10DL # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	90	14,4	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,3	-	-	2,2	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	75 mg/dL a 150 mg/dL	78	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,3	-	5,1	-	-
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	30 mg/dL a 100 mg/dL	62	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7	-	-	33,9	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	10 mg/dL a 100 mg/dL	51	3,9	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	-	62,7	-	-	7,8	-	2,0	-
Urigold # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	50	6,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,0	-	-	28,0	-	2,0	-
Uriquest	Traços/ ± a	42	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1	-	-	28,6	-	-	-

Plus I # Leitura visual	100 mg/dL																				
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	30 mg/dL a 100 mg/dL	41	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9	-	-	29,3	-	-	
iChem Velocity Ref.800- 7204 # iChem Velocity	10 mg/dL (traços/ ±) a 100 mg/dL (++)	41	-	-	-	-	17,1	-	70,7	9,8	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	40	15,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	-	-	7,5	-	5,0	
Sensi 10. # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	39	7,7	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,1	-	-	17,9	-	2,6	
Cobas u pack # Cobas u 601	25 mg/dL a 150 mg/dL	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	91,7	-	2,8	-	
Uricolor Check # Urivision	30 mg/dL a 100 mg/dL	30	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	13,3	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Traços/ ± a 100 mg/dL	29	6,9	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,1	-	-	10,3	-	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	30 mg/dL	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	30 mg/dL a 100 mg/dL	25	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	80,0	-	-	
Combur 10M # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	23	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,3	-	-	4,3	-	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	30 mg/dL a 100 mg/dL	20	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	15,0	-	-	
Biopix # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,9	-	-	21,1	-	-	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	30 mg/dL a 100 mg/dL	19	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	73,7	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	30 mg/dL a 100 mg/dL	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,1	-	-	33,3	-	5,6	
Urofitia 10DLU # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	17	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,8	-	-	17,6	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	30 mg/dL a 300 mg/dL	17	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	41,2	-	5,9	
GT-Strips # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	17	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-	-	35,3	-	11,8	
Dirui H10 # FUS 2000	Traços/ ± a 100 mg/dL	14	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	-	-	7,1	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	*	13	15,4	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	15,4	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	25 mg/dL a 150 mg/dL	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	-	-	53,8	-	7,7	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	-	33,3	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	9	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	-	22,2	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	9	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	-	-	33,3	-	11,1	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	25 mg/dL a 75 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	75,0	-	-	-	
Biopix # Urocheck 200	30 mg/dL a 100 mg/dL	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	-	-	12,5	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	25,0	-	12,5	
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	30 mg/dL a 100 mg/dL	8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	37,5	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	15 mg/dL a 100 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	71,4	-	-	14,3	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	100 mg/dL a 300 mg/dL	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7	-	14,3	
Uricolor Check # Uri View 200	15 mg/dL a 30 mg/dL	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	66,7	-	-	-	-	-	
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	30 mg/dL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	
Uriscan 11 # Leitura visual	30 mg/dL a 100 mg/dL	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	20,0	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Traços/ ± a 300 mg/dL (+++) ou 10 mg/dL a 300 mg/dL	1256	6,1	5,5	0,2	0,2	0,6	0,2	2,3	0,8	-	0,1	0,8	0,3	0,7	50,6	0,1	9,4	19,2	0,5	1,6
Resultados adequados																					91,5%

Urobilinogênio		Item EABQ01						
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal(%)	Traços(%)	0,1 mg/dL(%)	0,2 mg/dL(%)	1 mg/dL(%)	4 mg/dL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25								
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo/Normal	212	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DL # Leitura visual	Negativo/Normal	89	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan PRO / Cobas u411	Negativo/Normal	75	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon 500	Negativo/Normal	60	100,0	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	51	100,0	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo/Normal	49	100,0	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo/Normal	42	100,0	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo/Normal	40	100,0	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	39	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	37	-	-	-	94,6	5,4	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo/Normal	36	97,2	-	-	-	2,8	-
Sensi 10. # Leitura visual	0,1 mg/dL	33	-	-	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo/Normal	30	100,0	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo/Normal	28	100,0	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo/Normal	25	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	25	-	-	-	96,0	4,0	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo/Normal	21	95,2	-	-	-	4,8	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo/Normal	19	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	0,2 mg/dL	17	-	-	-	100,0	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	-	62,5	31,3	6,3
GT-Strips # Leitura visual	0,1 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	93,8	-	6,3	-
Urofitá 10DLU # Leitura visual	Negativo/Normal	15	100,0	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	0,2 mg/dL	11	-	-	-	100,0	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	11	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo/Normal	9	100,0	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	8	-	-	-	100,0	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon 300	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	7	100,0	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	7	-	-	-	71,4	28,6	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo/Normal	6	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo/Normal	5	100,0	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	5	-	-	-	100,0	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo/Normal a 1 mg/dL	1208	83,2	-	4,4	11,1	1,2	0,1
Resultados adequados			99,8%					
		Item EABQ02						
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal(%)	Traços(%)	0,1 mg/dL(%)	0,2 mg/dL(%)	1 mg/dL(%)	4 mg/dL(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25								
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo/Normal	212	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DL # Leitura visual	Negativo/Normal	89	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan PRO / Cobas u411	Negativo/Normal	75	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon 500	Negativo/Normal	60	100,0	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	51	100,0	-	-	-	-	-
Urigold # Leitura visual	Negativo/Normal	49	100,0	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo/Normal	42	100,0	-	-	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo/Normal	40	100,0	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	39	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	37	-	-	-	97,3	2,7	-
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo/Normal	36	100,0	-	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	0,1 mg/dL	33	-	-	100,0	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	Negativo/Normal	30	100,0	-	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo/Normal	28	100,0	-	-	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo/Normal	25	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	0,2 mg/dL	25	-	-	-	100,0	-	-
Combur 10M # Leitura visual	Negativo/Normal	21	95,2	-	-	-	4,8	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo/Normal	19	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	0,2 mg/dL	17	-	-	-	100,0	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	-	75,0	25,0	-
GT-Strips # Leitura visual	0,1 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	93,8	-	6,3	-
Urofitá 10DLU # Leitura visual	Negativo/Normal	15	100,0	-	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-
Combur 10M # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	0,2 mg/dL	11	-	-	-	100,0	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	11	100,0	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo/Normal	9	100,0	-	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	8	-	-	-	100,0	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon 300	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	7	100,0	-	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	0,2 mg/dL	7	-	-	-	100,0	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo/Normal	6	100,0	-	-	-	-	-
Urofitá 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo/Normal	5	100,0	-	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	5	-	-	-	100,0	-	-
Todos os Resultados - GA 08	Negativo/Normal a 1 mg/dL	1208	83,1	0,1	4,4	11,6	0,8	-
Resultados adequados			99,9%					
		Item EABQ03						

	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	Negativo/Normal(%)	Traços(%)	0,1 mg/dL(%)	0,2 mg/dL(%)	1 mg/dL(%)	4 mg/dL(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25									
Uricolor Check # Leitura visual	Negativo/Normal	211	100,0	-	-	-	-	-	
Urofito 10DL # Leitura visual	Negativo/Normal	89	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	Negativo/Normal	75	100,0	-	-	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	Negativo/Normal	60	100,0	-	-	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	Negativo/Normal	51	100,0	-	-	-	-	-	
Urigold # Leitura visual	Negativo/Normal	49	100,0	-	-	-	-	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	Negativo/Normal	42	100,0	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	39	100,0	-	-	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	Negativo/Normal	39	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	37	-	-	-	97,3	2,7	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	Negativo/Normal	36	100,0	-	-	-	-	-	
Sensi 10. # Leitura visual	0,1 mg/dL	33	-	-	100,0	-	-	-	
Uricolor Check # Urivision	Negativo/Normal	30	100,0	-	-	-	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	Negativo/Normal	28	100,0	-	-	-	-	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	Negativo/Normal	25	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	25	-	-	-	96,0	4,0	-	
Combur 10M # Leitura visual	Negativo/Normal	21	95,2	-	-	-	4,8	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	Negativo/Normal	19	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # Leitura visual	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	Negativo/Normal	18	100,0	-	-	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	0,2 mg/dL	17	-	-	-	100,0	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	-	62,5	31,3	6,3	
GT-Strips # Leitura visual	0,1 mg/dL a 1 mg/dL	16	-	-	93,8	-	6,3	-	
Urofito 10DLU # Leitura visual	Negativo/Normal	15	100,0	-	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	Negativo/Normal	13	100,0	-	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	0,2 mg/dL	11	-	-	-	100,0	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	Negativo/Normal	11	100,0	-	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	Negativo/Normal	9	100,0	-	-	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	8	-	-	-	100,0	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	Negativo/Normal	8	100,0	-	-	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	Negativo/Normal	7	100,0	-	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	0,2 mg/dL a 1 mg/dL	7	-	-	-	85,7	14,3	-	
Uricolor Check # Uri View 200	Negativo/Normal	6	100,0	-	-	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	Negativo/Normal	5	100,0	-	-	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	0,2 mg/dL	5	-	-	-	100,0	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	Negativo/Normal a 1 mg/dL	1206	83,2	0,1	4,4	11,3	1,0	0,1	
Resultados adequados			99,8%						

pH (tira)		Item EABQ01									
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	5.0(%)	5.5(%)	6.0(%)	6.5(%)	7.0(%)	7.5(%)	8.0(%)	9.0(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25											
Uricolor Check # Leitura visual	6.0 a 7.0	217	0,5	-	0,9	92,2	6,5	-	-	-	
Urofito 10DL # Leitura visual	6.0 a 7.0	90	-	-	3,3	71,1	25,6	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	6.5 a 7.0	78	-	-	-	12,8	87,2	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon 500	6.5 a 7.0	62	-	-	-	40,3	59,7	-	-	-	
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	6.0 a 7.0	51	-	-	13,7	82,4	2,0	2,0	-	-	
Urigold # Leitura visual	6.0 a 7.0	50	-	-	6,0	86,0	8,0	-	-	-	
Uriquest Plus I # Leitura visual	6.0 a 7.0	42	-	-	14,3	83,3	2,4	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	7.0	41	-	-	-	-	100,0	-	-	-	
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	6.5 a 7.0	41	-	-	-	9,8	90,2	-	-	-	
Biocon 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	40	-	-	10,0	82,5	7,5	-	-	-	
Sensi 10. # Leitura visual	6.5	39	-	-	-	100,0	-	-	-	-	
Cobas u pack # Cobas u 601	6.5 a 7.0	35	-	-	-	2,9	-	-	-	-	
Uricolor Check # Urivision	6.5 a 7.0	30	-	-	-	96,7	3,3	-	-	-	
Wiener Urine Strip # Leitura visual	6.0 a 7.0	29	-	-	3,4	48,3	41,4	-	6,9	-	
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	6.0 a 7.0	26	-	-	3,8	92,3	3,8	-	-	-	
Multistix 10SG # Clinitek Status	7.0	25	-	-	-	-	100,0	-	-	-	
Combur 10M # Leitura visual	6.0 a 7.0	23	-	-	34,8	-	65,2	-	-	-	
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	6.5 a 7.0	20	-	-	-	5,0	95,0	-	-	-	
Biopix # Leitura visual	6.5	19	-	-	-	100,0	-	-	-	-	
Biocon 10 # Biocon Reader 300	6.5 a 7.0	19	-	-	-	63,2	36,8	-	-	-	
Lumiratek # Lumiratek U500	6.5 a 7.0	18	-	-	-	88,9	11,1	-	-	-	
Urofito 10DLU # Leitura visual	6.0 a 7.0	17	-	-	17,6	-	82,4	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	6.0 a 6.5	17	-	-	35,3	58,8	-	-	5,9	-	
GT-Strips # Leitura visual	6.0 a 7.0	17	-	-	5,9	88,2	5,9	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	6.5 a 7.0	14	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	13	-	-	7,7	84,6	7,7	-	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	6.5 a 7.0	13	-	-	-	23,1	76,9	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	12	-	-	8,3	83,3	8,3	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	6.0 a 7.0	9	-	-	22,2	-	77,8	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	7.0	9	-	-	-	-	100,0	-	-	-	
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	6.5 a 7.0	8	-	-	-	12,5	87,5	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	6.5 a 7.0	8	-	-	-	62,5	37,5	-	-	-	
Uriaction 10 # Leitura visual	6.5 a 7.0	8	-	-	-	87,5	12,5	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon 300	6.0 a 7.0	8	-	-	25,0	-	75,0	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	6.5	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-	
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	6.5 a 7.0	7	-	-	-	14,3	85,7	-	-	-	
Uricolor Check # Uri View 200	6.5 a 7.0	6	-	-	-	66,7	33,3	-	-	-	
Urofito 10DLU # Uryxxon Relax	6.5 a 7.0	5	-	-	-	40,0	60,0	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	6.0 a 7.0	1256	0,1	-	5,6	58,4	35,6	0,1	0,3	-	
Resultados adequados			99,5%								
Item EABQ02											
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	5.0(%)	5.5(%)	6.0(%)	6.5(%)	7.0(%)	7.5(%)	8.0(%)	9.0(%)	
Tira/Leitor de Tiras - GA 25											

Uricolor Check # Leitura visual	6.0 a 7.0	217	0,9	-	15,2	81,6	2,3	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	6.0 a 7.0	90	1,1	-	2,2	62,2	33,3	-	1,1	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	6.0 a 7.0	78	-	-	1,3	59,0	39,7	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	6.5 a 7.0	62	-	-	-	37,1	62,9	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	6.0 a 7.0	51	-	2,0	41,2	52,9	3,9	-	-	-
Urigold # Leitura visual	6.0 a 7.0	50	4,0	-	8,0	84,0	4,0	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	6.0 a 6.5	42	2,4	-	45,2	52,4	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	6.5 a 7.0	41	-	-	-	43,9	56,1	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	6.5 a 7.0	41	-	-	-	41,5	58,5	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	6.0 a 6.5	40	10,0	-	40,0	50,0	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	6.0 a 6.5	39	-	-	69,2	30,8	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	6.5 a 7.0	35	-	-	-	11,4	88,6	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	6.0 a 6.5	30	-	-	20,0	80,0	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	6.0 a 7.0	29	3,4	-	24,1	69,0	3,4	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	6.0 a 7.0	26	-	-	3,8	92,3	3,8	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	6.5 a 7.0	25	-	-	-	20,0	80,0	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	5.0 a 7.0	23	4,3	-	78,3	-	17,4	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	6.0 a 6.5	20	-	-	5,0	95,0	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	6.0 a 6.5	19	-	-	42,1	57,9	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	6.0 a 6.5	19	-	-	21,1	78,9	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	6.0 a 7.0	18	-	-	16,7	77,8	5,6	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	6.0 a 7.0	17	-	-	5,9	-	94,1	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	6.0 a 6.5	17	5,9	-	41,2	47,1	-	-	5,9	-
GT-Strips # Leitura visual	6.5	17	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	6.0 a 6.5	14	-	-	14,3	85,7	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	13	-	-	38,5	53,8	7,7	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	6.0 a 7.0	13	-	-	7,7	61,5	30,8	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	5.0 a 6.5	12	8,3	-	50,0	41,7	-	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	6.0 a 7.0	9	-	-	77,8	-	22,2	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	6.5 a 7.0	9	-	-	-	77,8	22,2	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	6.5 a 7.0	8	-	-	12,5	37,5	50,0	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	6.5	8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	6.0 a 6.5	8	-	-	12,5	87,5	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	6.0 a 7.0	8	-	-	25,0	-	75,0	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	6.5	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	6.5	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	6.5 a 7.0	6	-	-	-	83,3	16,7	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	6.5 a 7.0	5	-	-	-	20,0	80,0	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	5.0 a 7.0	1256	1,2	0,1	18,8	58,6	21,1	0,1	0,2	-

Resultados adequados**98,6%****Item EABQ03**

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	5.0(%)	5.5(%)	6.0(%)	6.5(%)	7.0(%)	7.5(%)	8.0(%)	9.0(%)
------------------------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tira/Leitor de Tiras - GA 25

Uricolor Check # Leitura visual	6.0 a 7.0	217	0,5	-	15,2	83,4	0,9	-	-	-
Urofitia 10DL # Leitura visual	6.0 a 7.0	90	-	-	3,3	74,4	22,2	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	6.5 a 7.0	78	-	-	-	85,9	14,1	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 500	6.5 a 7.0	62	-	-	-	51,6	48,4	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	6.0 a 7.0	51	-	3,9	45,1	47,1	3,9	-	-	-
Urigold # Leitura visual	6.0 a 7.0	50	-	-	12,0	82,0	4,0	-	-	2,0
Uriquest Plus I # Leitura visual	5.0 a 6.5	42	2,4	-	57,1	40,5	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	6.5 a 7.0	41	-	-	-	39,0	61,0	-	-	-
iChem Velocity Ref.800-7204 # iChem Velocity	6.5 a 7.0	41	-	-	-	56,1	43,9	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	6.0 a 6.5	40	5,0	-	42,5	52,5	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	6.0 a 6.5	39	-	-	25,6	74,4	-	-	-	-
Cobas u pack # Cobas u 601	6.5 a 7.0	35	-	-	-	34,3	65,7	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	6.0 a 6.5	30	3,3	-	6,7	90,0	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	6.0 a 7.0	29	-	-	27,6	65,5	6,9	-	-	-
Labstrip U11 Plus GL # Labumat 2	6.0 a 6.5	26	-	-	3,8	96,2	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	6.5 a 7.0	25	-	-	-	12,0	88,0	-	-	-
Combur 10M # Leitura visual	5.0 a 7.0	23	8,7	-	82,6	-	8,7	-	-	-
Meditape UC-11A # Sysmex UC 3500	6.0 a 7.0	20	-	-	5,0	90,0	5,0	-	-	-
Biopix # Leitura visual	6.0 a 6.5	19	-	-	31,6	68,4	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	6.0 a 7.0	19	-	-	31,6	63,2	5,3	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	6.0 a 7.0	18	-	-	11,1	83,3	5,6	-	-	-
Urofitia 10DLU # Leitura visual	6.0 a 7.0	17	-	-	17,6	-	82,4	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	6.0 a 6.5	17	5,9	-	41,2	47,1	-	-	5,9	-
GT-Strips # Leitura visual	6.0 a 6.5	17	-	-	5,9	94,1	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	6.5	14	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	13	-	-	7,7	84,6	7,7	-	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	6.0 a 7.0	13	-	-	15,4	76,9	7,7	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	6.0 a 7.0	12	8,3	-	33,3	50,0	8,3	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	6.0 a 7.0	9	-	-	77,8	-	22,2	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	6.5 a 7.0	9	-	-	-	77,8	22,2	-	-	-
Urisys 2400 Cassete # Urisys 2400	6.5 a 7.0	8	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	6.5	8	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	6.0 a 6.5	8	-	-	37,5	62,5	-	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon 300	6.0 a 7.0	8	-	-	37,5	-	62,5	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	6.5	7	-	-	-	100,0	-	-	-	-
Clinitek Novus 10 # Clinitek Novus	6.5 a 7.0	7	-	-	-	85,7	14,3	-	-	-
Uricolor Check # Uri View 200	6.5 a 7.0	6	-	-	-	83,3	16,7	-	-	-
Urofitia 10DLU # Uryxxon Relax	6.5 a 7.0	5	-	-	-	20,0	80,0	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	5.0 a 7.0	1256	0,7	0,2	18,0	64,3	16,6	-	0,2	0,1

Resultados adequados**99,1%**

Densidade (tira)

Item EABQ01

Resultado(s) aceito(s)	Qtd	1.000(%)	1.005(%)	<= 1.005(%)	1.010(%)	1.015(%)	1.020(%)	1.025(%)	>= 1.030(%)	1.030(%)	1.035(%)
------------------------	-----	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------

Tira/Leitor de Tiras - GA 25

Uricolor Check # Leitura visual	1.015 a 1.025	216	-	0,5	-	12,0	33,3	52,3	1,4	-	0,5	-
---------------------------------	---------------	-----	---	-----	---	------	------	------	-----	---	-----	---

Urofita 10DL # Leitura visual	1.015 a 1.025	92	-	-	-	1,1	9,8	66,3	19,6	-	3,3	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	1.015 a 1.020	79	-	-	-	-	78,5	21,5	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Uryxxon 500	1.015 a 1.025	64	-	-	-	1,6	20,3	76,6	1,6	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	1.015 a 1.025	52	-	-	-	7,7	11,5	53,8	23,1	3,8	-	-
Urigold # Leitura visual	1.015 a 1.025	48	2,1	-	-	6,3	41,7	45,8	2,1	-	2,1	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	1.020 a 1.025	41	-	-	-	-	-	19,5	80,5	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	1.010 a 1.020	41	-	-	-	7,3	70,7	17,1	4,9	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	38	-	-	-	15,8	52,6	23,7	7,9	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	1.015 a 1.025	37	-	-	-	8,1	35,1	54,1	2,7	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	1.015 a 1.025	31	-	3,2	-	6,5	9,7	67,7	12,9	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	1.010 a 1.020	29	-	-	-	6,9	79,3	10,3	3,4	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	1.020 a >= 1.030	26	-	-	-	-	-	7,7	61,5	30,8	-	-
Combur 10M # Leitura visual	1.015 a 1.025	24	-	4,2	-	-	20,8	66,7	8,3	-	-	-
Biopix # Leitura visual	1.010 a 1.020	20	-	-	-	5,0	60,0	35,0	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Leitura visual	1.015 a 1.025	19	-	-	-	5,3	15,8	57,9	21,1	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	1.015 a 1.025	19	-	-	-	5,3	26,3	63,2	5,3	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	1.015 a 1.025	19	-	-	-	5,3	5,3	42,1	36,8	-	-	10,5
GT-Strips # Leitura visual	1.015 a 1.020	17	-	-	-	-	29,4	70,6	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	1.015 a 1.025	16	-	-	-	6,3	18,8	62,5	12,5	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	13	-	-	-	23,1	38,5	30,8	7,7	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	1.020 a 1.025	13	-	-	-	-	-	76,9	15,4	7,7	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	1.015 a 1.020	12	-	-	-	-	91,7	8,3	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	1.020 a 1.025	11	-	-	-	-	-	27,3	72,7	-	-	-
Urofita 10DLU # Uryxxon 300	1.020 a 1.025	9	-	-	-	-	-	77,8	11,1	-	-	11,1
Multistix 10SG # Leitura visual	1.015 a 1.025	9	-	-	-	-	11,1	66,7	22,2	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	1.010 a 1.015	8	-	-	-	62,5	37,5	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	1.015 a 1.025	8	-	-	-	-	37,5	37,5	25,0	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	1.020 a 1.025	7	-	-	-	-	-	71,4	28,6	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	1.015 a 1.020	7	-	-	-	-	28,6	71,4	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Uriquest 100/500	1.015	5	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	1.010 a 1.030	1121	0,1	0,3	-	6,3	31,7	46,0	13,2	1,1	1,2	0,1

Resultados adequados		94,0%										
		Item EABQ02										
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	1.000(%)	1.005(%)	<= 1.005(%)	1.010(%)	1.015(%)	1.020(%)	1.025(%)	>= 1.030(%)	1.030(%)	1.035(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25												
Uricolor Check # Leitura visual	1.005 a 1.015	216	-	10,2	-	70,8	14,4	3,7	0,5	-	0,5	-
Urofita 10DL # Leitura visual	1.010 a 1.020	92	-	2,2	-	21,7	50,0	23,9	1,1	-	1,1	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	1.010 a 1.020	79	-	-	-	45,6	51,9	2,5	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Uryxxon 500	1.010 a 1.020	64	-	-	-	23,4	71,9	4,7	-	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	1.010 a 1.020	52	-	-	5,8	3,8	44,2	38,5	5,8	1,9	-	-
Urigold # Leitura visual	1.005 a 1.015	48	2,1	6,3	-	70,8	18,8	-	-	-	2,1	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	1.015 a 1.020	41	-	-	-	7,3	34,1	58,5	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	1.010 a 1.015	41	-	-	-	56,1	39,0	4,9	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	38	-	5,3	-	36,8	39,5	15,8	2,6	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	1.005 a 1.015	37	-	2,7	-	73,0	21,6	2,7	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	1.010 a 1.020	31	3,2	-	-	16,1	67,7	12,9	-	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	1.005 a 1.015	29	-	3,4	-	86,2	6,9	3,4	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	1.015 a 1.025	26	-	-	-	3,8	3,8	53,8	34,6	3,8	-	-
Combur 10M # Leitura visual	1.010 a 1.015	24	-	-	-	29,2	70,8	-	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	1.005 a 1.015	20	5,0	10,0	-	65,0	20,0	-	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Leitura visual	1.010 a 1.020	19	-	5,3	-	26,3	47,4	21,1	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	1.015 a 1.020	19	-	-	-	21,1	36,8	42,1	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	1.010 a 1.020	19	-	-	-	15,8	63,2	21,1	-	-	-	-
GT-Strips # Leitura visual	1.010 a 1.015	17	-	-	-	70,6	23,5	5,9	-	-	-	-
BioTécnica # Leitura visual	1.015 a 1.025	16	-	-	-	25,0	31,3	37,5	6,3	-	-	-
Bio 10 # Leitura visual	1.005 a 1.015	13	-	7,7	-	53,8	23,1	15,4	-	-	-	-
Dirui H10 # FUS 2000	1.010 a 1.015	13	-	-	-	61,5	30,8	-	-	7,7	-	-
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	1.010 a 1.015	12	-	8,3	-	41,7	50,0	-	-	-	-	-
Uriclin 10 # Leitura visual	1.015 a 1.020	11	-	-	-	9,1	36,4	54,5	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Uryxxon 300	1.010 a 1.015	9	-	-	-	22,2	77,8	-	-	-	-	-
Multistix 10SG # Leitura visual	1.010 a 1.020	9	-	-	-	11,1	44,4	33,3	11,1	-	-	-
Biopix # BioPix Urocheck 200	1.005 a 1.010	8	-	62,5	-	37,5	-	-	-	-	-	-
Uriaction 10 # Leitura visual	*	8	-	-	-	37,5	25,0	25,0	12,5	-	-	-
Uritest 11 # Leitura visual	1.015 a 1.020	7	-	-	-	-	28,6	71,4	-	-	-	-
Invistrip 10 # Leitura visual	1.010 a 1.015	7	-	-	-	85,7	14,3	-	-	-	-	-
Uriquest Plus I # Uriquest 100/500	1.010 a 1.015	5	-	-	-	60,0	40,0	-	-	-	-	-
Todos os Resultados - GA 08	1.005 a 1.025	1121	0,4	3,9	0,3	42,4	35,0	14,7	2,3	0,3	0,7	0,1

Resultados adequados		94,6%										
		Item EABQ03										
	Resultado(s) aceito(s)	Qtd	1.000(%)	1.005(%)	<= 1.005(%)	1.010(%)	1.015(%)	1.020(%)	1.025(%)	>= 1.030(%)	1.030(%)	1.035(%)
Tira/Leitor de Tiras - GA 25												
Uricolor Check # Leitura visual	1.005 a 1.015	216	-	2,8	-	44,0	41,7	9,7	0,9	-	0,9	-
Urofita 10DL # Leitura visual	1.015 a 1.025	92	-	1,1	-	4,3	40,2	48,9	3,3	-	2,2	-
Combur 10M # Urisys 1800/ Cobas u411	1.010 a 1.020	79	-	1,3	-	17,7	70,9	10,1	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Uryxxon 500	1.010 a 1.020	64	-	-	-	3,1	82,8	12,5	1,6	-	-	-
Uriscan 11 # Uriscan PRO / S300	1.015 a 1.025	52	-	-	-	7,7	26,9	46,2	15,4	3,8	-	-
Urigold # Leitura visual	1.010 a 1.015	48	2,1	-	-	60,4	29,2	6,3	-	-	2,1	-
Multistix 10SG # Clinitek Advantus	1.015 a 1.025	41	-	-	-	2,4	14,6	73,2	9,8	-	-	-
Uriquest Plus I # Leitura visual	1.010 a 1.020	41	-	-	-	34,1	61,0	4,9	-	-	-	-
Biocon 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	38	-	-	-	15,8	60,5	23,7	-	-	-	-
Sensi 10. # Leitura visual	1.005 a 1.015	37	-	5,4	-	59,5	32,4	2,7	-	-	-	-
Wiener Urine Strip # Leitura visual	1.010 a 1.025	31	-	-	-	25,8	16,1	51,6	6,5	-	-	-
Uricolor Check # Urivision	1.010 a 1.015	29	-	-	-	75,9	20,7	3,4	-	-	-	-
Multistix 10SG # Clinitek Status	1.020 a 1.025	26	-	-	-	-	-	46,2	42,3	11,5	-	-
Combur 10M # Leitura visual	1.010 a 1.020	24	-	-	-	4,2	83,3	12,5	-	-	-	-
Biopix # Leitura visual	1.005 a 1.015	20	5,0	5,0	-	50,0	40,0	-	-	-	-	-
Urofita 10DLU # Leitura visual	1.010 a 1.020	19	-	5,3	-	5,3	63,2	26,3	-	-	-	-
Lumiratek # Lumiratek U500	1.010 a 1.020	19	-	5,3	-	5,3	52,6	36,8	-	-	-	-
Biocon 10 # Biocon Reader 300	1.015 a 1.025	19	-	-	-	10,5	26,3	47,4	15,8	-	-	-

GT-Strips # Leitura visual	1.010 a 1.020	17	-	-	-	35,3	58,8	5,9	-	-	-	-	
BioTécnica # Leitura visual	1.015 a 1.020	16	-	-	-	12,5	37,5	50,0	-	-	-	-	
Bio 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	13	-	-	-	30,8	53,8	15,4	-	-	-	-	
Dirui H10 # FUS 2000	1.015 a 1.020	13	-	-	-	-	38,5	53,8	-	7,7	-	-	
Combur 10M # Urisys 1100/ Urilux S	1.010 a 1.015	12	-	-	-	58,3	41,7	-	-	-	-	-	
Uriclin 10 # Leitura visual	1.015 a 1.025	11	-	-	-	9,1	18,2	54,5	18,2	-	-	-	
Urofit 10DLU # Uryxxon 300	1.015 a 1.020	9	-	-	-	-	55,6	44,4	-	-	-	-	
Multistix 10SG # Leitura visual	1.015 a 1.025	9	-	-	-	11,1	33,3	44,4	11,1	-	-	-	
Biopix # BioPix Urocheck 200	1.010 a 1.015	8	-	-	-	87,5	12,5	-	-	-	-	-	
Uriction 10 # Leitura visual	1.010 a 1.020	8	-	-	-	12,5	50,0	25,0	12,5	-	-	-	
Uritest 11 # Leitura visual	1.015 a 1.025	7	-	-	-	-	14,3	71,4	14,3	-	-	-	
Invistrip 10 # Leitura visual	1.010 a 1.015	7	-	-	-	71,4	28,6	-	-	-	-	-	
Uriquest Plus I # Uriquest 100/500	1.010 a 1.015	5	-	-	-	80,0	20,0	-	-	-	-	-	
Todos os Resultados - GA 08	1.005 a 1.025	1121	0,2	1,2	-	26,2	42,6	23,7	4,5	0,5	0,9	0,1	
Resultados adequados													93,9%

EABQ01 - Comentário técnico

Este item era positivo para **Hemoglobina Hemolisada** (≥ 10 Ery/ μ L), conforme dados do controle de qualidade do material (CQM) realizado previamente. Entretanto, observou-se que grande parte dos laboratórios reportou resultado Negativo para este ensaio e, por este motivo, optou-se por não avaliá-lo.

EABQ02 - Comentário técnico

Este item era positivo para **Glicose** (≥ 25 mg/dL), conforme dados do controle de qualidade do material (CQM) realizado previamente. Entretanto, observou-se que grande parte dos laboratórios reportou resultado Negativo/Normal para este ensaio e, por este motivo, optou-se por não avaliá-lo.

EABQ03 - Comentário técnico

Este item era positivo para **Glicose** (≥ 107 mg/dL), conforme dados do controle de qualidade do material (CQM) realizado previamente. Entretanto, observou-se que grande parte dos laboratórios reportou resultado Negativo/Normal para este ensaio e, por este motivo, optou-se por não avaliá-lo.

Versão Novembro 2019

Informações sobre o ensaio de proficiência

Informações detalhadas de participação são descritas no documento "Manual do Participante".

O participante deve designar um administrador para o programa, optando por participar via Sistema Online (Internet).

O administrador deve gerir o relacionamento com a Controllab, manter os dados cadastrais atualizados, garantir o cumprimento dos prazos e analisar os resultados. Para ele, são encaminhados os materiais e as correspondências.

O administrador recebe uma senha de acesso para gerenciar o programa e delegar atividades.

Os itens de ensaio devem ser tratados da mesma maneira que materiais de rotina, com relação a tempo, repetição de ensaio, procedimento de preparo para análise e método de ensaio. O laboratório deve evitar a troca de informações sobre resultados com participantes e o envio dos itens para ensaio por outros laboratórios, para que os resultados sejam efetivos e representativos da sua rotina.

É responsabilidade do laboratório cumprir prazos e participar ininterruptamente do programa. Resultados não reportados ou remetidos após o prazo não são avaliados e influenciam no grau de desempenho anual (%A) do laboratório.

Cronograma Geral

Os módulos são padronizados com uma determinada quantidade de itens de ensaio por ano (conforme variações abaixo), distribuídos em rodadas trimestrais, quadrimestrais ou semestrais. Desta forma, o laboratório recebe, mensalmente, grupos específicos de módulos, conforme calendário anual previamente definido.

1. Recebimento do Material - A rodada é enviada, via transportadora (Correios/Sedex, DHL, Jadlog etc.), até a quarta-feira da semana programada para ser recebida pelo participante na mesma semana. O participante tem uma semana para avisar sobre o não-recebimento ou a avaria do material.

2. Realização dos Ensaio e Envio dos Resultados - O laboratório tem duas semanas para realizar os ensaios (exceções conforme variações a seguir) e enviar os resultados. Para isto, deve executá-los de maneira rotineira, empregando as mesmas metodologias, dentro do prazo estipulado e seguindo as instruções de uso disponibilizadas. No caso de perda do material, tem a opção de adquirir novo material.

3. Avaliação da rodada - Em até duas semanas, a Controllab realiza a análise dos dados, responde às dúvidas e elabora resumos estatísticos e comentários técnicos, junto ao Grupo Assessor. Os relatórios relacionados à avaliação são disponibilizados na Internet.

Os participantes recebem o aviso de liberação da avaliação por email.

Variações são previstas para alguns módulos:

- » na quantidade de itens de ensaio - 8 a 20 itens por ano, conforme restrição de materiais ou necessidade de maior volume de controles;
- » no prazo para realização de ensaios - 1 a 9 semanas, de acordo com estabilidade dos itens, processo de análise e rotina laboratorial;
- » no prazo de avaliação - 1 a 3 semanas, conforme tipo de ensaio, complexidade dos dados a serem analisados e necessidade de contato com os participantes.

Contato com a Controllab

O participante deve realizar análise crítica da avaliação de cada rodada e definir ações de melhoria e correção para os resultados discordantes. Em caso de dúvida ou discordância (apelo dos resultados), deve entrar em contato com a Controllab para troca de informações e consenso de opiniões.

A equipe Controllab está disponível por email (atendimento@controllab.com) e telefone (+55 21 3891-9900) para esclarecer dúvidas e ajudar os participantes a utilizar o controle de qualidade.

Coordenação do Ensaio de Proficiência

Gerente Técnico. Vinicius de Almeida Biasoli. Responsável geral pela gestão dos serviços da empresa e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

Gestor de Serviços. Rafael Lopes. Responsável pelos serviços da empresa, o que incluiu documentos e orientações gerais aos participantes, a avaliação de resultados do ensaio de proficiência e pela emissão de todos os relatórios de ensaio de proficiência.

Serviços subcontratados

O Controle de Qualidade dos Materiais (CQM) pode ser realizado por laboratórios subcontratados competentes para execução da(s) atividade(s) subcontratada(s). Ressaltamos que a preparação e avaliação do desempenho do material não são subcontratadas, sendo o provedor do ensaio de proficiência responsável por esse serviço. Esta informação consta no documento "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" disponível no sistema online, para cada módulo havendo necessidade.

Sigilo

A Controllab tem sua atividade regulamentada por leis federais e estaduais brasileiras, tendo sido a primeira empresa a receber o selo REBLAS/ Anvisa para atuar como provedor de ensaio de proficiência, atividade que requer a obtenção de determinados dados referentes a exames clínicos. A Controllab possui o compromisso de manter sigilo sobre todos os resultados individuais dos participantes. Esses resultados são acessíveis apenas ao participante, que é responsável por sua divulgação. Nenhum membro do grupo assessor da Controllab, Sociedades Científicas ou qualquer outra entidade tem acesso aos dados dos laboratórios.

Existem hipóteses, previstas em lei, que tornam necessária a transferência desses dados (desde que autorizadas previamente pelo participante), como por exemplo, o envio de determinados dados para entidades governamentais ou organismos de acreditação. Nesses casos, a Controllab enviará uma notificação ao laboratório participante, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Para mais informações, consulte a política de privacidade e termo de consentimento disponíveis no menu do Sistema Online.

A Controllab segue um rigoroso Código de conduta ética & compliance em suas atividades e com as empresas parceiras.

Homogeneidade e estabilidade dos materiais

Os programas são estruturados e organizados de acordo com a ISO 17043. Seus critérios estatísticos e de avaliação se baseiam na ISO 5725, ISO13528 e em práticas internacionais. Além disso, os itens de ensaio são produzidos conforme Boas Práticas de Fabricação e aprovados quanto a homogeneidade e estabilidade, conforme protocolo internacional da AOAC/ISO/IUPAC.

- » ABNT NBR ISO/IEC 17043: 2011 - Avaliação de conformidade - Requisitos gerais para ensaios de proficiência.
- » NIT-DICLA-059 - Aplicação dos Requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.
- » AOAC/ISO/IUPAC: 2004 - Protocolo Internacional Harmonizado para Ensaio de Proficiência.
- » ISO 5725: 1994 - Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results.
- » RDC N°16, de 28 de março de 2013 - Boas Práticas de Fabricação e Controle em Estabelecimentos de Produtos para Diagnóstico de uso "in vitro".
- » ISO13528: 2015 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

As análises de homogeneidade/estabilidade estão disponíveis para consulta dos laboratórios se necessário.

Os itens de ensaio são sintéticos ou obtidos a partir de soro, plasma, sangue total, urina, fezes, e outros materiais biológicos, de origem humana ou animal, fornecidos na forma liofilizada ou líquida. As matrizes, sempre que pertinente e viável, são idênticas às analisadas na rotina laboratorial, podendo ser obtidas junto aos próprios participantes.

Estes itens são embalados em sachês plásticos, a fim de atender às normas de biossegurança, e enviados em isopor, com gelo reciclável ou seco, conforme o tipo de material e sua estabilidade com relação à temperatura.

Materiais destinados a ensaios microscópicos podem também ser fornecidos digitalizados (digitalização de uma área da lâmina para análise similar a da rotina). Este recurso proporciona o ensaio de proficiência quando há escassez de matéria-prima, baixa estabilidade de materiais e ainda possibilita ampliar a diversidade de casos abordados, excelente qualidade e padronização do conteúdo disponibilizado e mais consistência das avaliações.

A descrição de cada item de ensaio, o procedimento de uso e outras informações relacionadas são descritas na "Instrução de Uso e Critérios Adicionais" de cada módulo.

O manuseio e correto descarte dos materiais são de responsabilidade do laboratório, devendo ocorrer conforme normas de biossegurança e de descarte adotados na rotina.

Valor Designado

Estatística de Grupo

1 Formação dos Grupos

Os resultados são agrupados em ordem decrescente de afinidade do sistema analítico adotado pelos participantes (reagente, método, equipamento etc.).

2. Tratamento dos dados

Para grupos que apresentam número de participantes maior ou igual a 12, adota-se estatísticas robustas (usualmente adota-se o Algoritmo A para dados quantitativos e quartil para contagens) para análise dos dados e minimização do impacto de resultados discrepantes, conforme preconizado na ISO 13528 (ANEXO C).

Para grupos que apresentam número de participantes menores que 12 são aplicados métodos estatísticos tradicionais, associados a técnicas de reamostragem (ISO 13528 item 7.2.2). Em situações específicas, outras técnicas também podem ser utilizadas (ISO 13528 itens 7.8) a fim de complementar os resultados obtidos pelas técnicas citadas anteriormente e garantir que o grupo está apto para avaliação.

Quando os dados precisam ser normalizados ou opta-se por algum método diferenciado, o tratamento aplicado é descrito na instrução de uso (critérios específicos de avaliação)

3 Resumo Estatístico dos Resultados

O "Perfil de Resultados" apresenta os grupos de avaliação formados (GA), com a respectiva quantidade de dados (QTD), valor alvo (M - média, mediana etc), medidas de dispersão (DP - desvio padrão, DAM - desvio absoluto mediano, 1ºQ - 1º Quartil, 3ºQ - 3º Quartil, DIQ - Desvio interquartil etc), coeficiente de variação (CV), Valor Mínimo (Min) e Valor Máximo (Máx), após redução do impacto de *outliers*.

A representação da estatística com Mediana, 1ºQ (25% dos dados), 3ºQ (75% dos dados), DIQ, Valores Mínimo e Máximos da distribuição pode ser utilizada dependendo do tipo de distribuição dos dados quantitativos, como por exemplo, para contagens não automatizadas.

Este documento apresenta ainda os limites adotados para cálculo da faixa de avaliação e o percentual geral de acerto (adequação). Inclui também comentários técnicos dos assessores.

Um grupo pode ser desconsiderado para avaliação se possuir grande variação (CV) ou por decisão do grupo assessor. Uma análise estatística da dispersão histórica dos resultados e entre os grupos define quais grupos apresentam uma dispersão esperada e podem ser avaliados. Para a formação do grupo, são necessários, no mínimo, 5 resultados. Exceções poderão ser avaliadas após uma análise minuciosa do analista responsável pela avaliação frente ao valor alvo e/ou a incerteza apresentada pelo grupo, conforme comentários publicados no perfil dos resultados.

4 Avaliação

Para cada grupo de avaliação (GA), é calculada uma faixa (valor alvo - limite). Todos os resultados do grupo contidos nesta faixa são considerados adequados (A), e os demais, inadequados (I). Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante, que, além dos dados do laboratório e do grupo de avaliação, apresenta os índices de desvio (ID).

O ID é obtido pela fórmula: $ID = (\text{resultado} - \text{média}) / \text{limite}$. E pode ser diretamente obtido dos dados do relatório de avaliação pela fórmula: $ID = (\text{resultado} - \text{média}) / (\text{limite superior} - \text{média})$. Neste caso o limite superior é o valor máximo permitido na faixa de avaliação e o resultado pode apresentar variação na última casa decimal, devido ao truncamentos dos dados. Nos casos em que a avaliação for definida por faixa, o índice de desvio perde o seu valor e não será disponibilizado no relatório de avaliação.

Estatística de Consenso

1 Resumo Estatístico dos Resultados

A contagem de dados (QTD) com a mesma opção de resposta e o percentual relativo são apresentados no "Perfil de Resultados".

2 Definição de Resultados Aceitos

O grupo assessor define os resultados aceitos e os comentários técnicos com base em: perfil de resultados; dados do controle de qualidade e diagnóstico inicial dos materiais; metodologias empregadas; relevância clínica e grau de dificuldade/facilidade.

Em alguns casos, quando a concordância de uma maioria de um percentual predeterminado das respostas é atingida (por exemplo 80% ou mais), o valor de consenso é utilizado (ISO 17043 - Anexo B - B.2.4).

3 Avaliação

O resultado de cada participante é comparado a(os) resultado(s) aceito(s) e considerado adequado (A) quando igual ou inadequado (I) quando diferente.

Esta avaliação é reproduzida no "Relatório de Avaliação" de cada participante.

Para ensaios semi-quantitativos (ex: elementos anormais) os resultados aceitos são faixas. As opções de resposta contidas nesta faixa são consideradas adequadas (A), e as demais, inadequadas (I).

Legenda

- * Item de ensaio não avaliado ou grupo não utilizado para avaliação.